

EduBlue

HIGHLIGHTS

- Die ideale Stereomikroskop für den Einsteiger
- Robuste und stabile Metallstativ
- Ein Paar WF10x/20mm Okulare mit Augenmuscheln
- Mit zwei- oder dreifacher Vergrößerung
- Zahnstangenstativ oder Säulenstativ
- Auf- und Durchlicht 1 W LED
- Kabelloser Betrieb
- Digitale Modelle mit 3,2 MP Kamera verfügbar
- Ergonomischer Tragegriff
- 5 Jahre Garantie



ED.1402-S

TECHNISCHE DATEN

OKULARE

Ein Paar gesicherte WF10x/20mm Okulare mit Augenmuscheln

KOPF

- Binokular 45° geneigt
- Dioptrieanpassung $\pm$ am linken Okular
- Augenabstand von 55 bis 75 mm
- Digitale Version ausgestattet mit 3,2 MP USB2.0 1/2" CMOS Kamera
- Auflösung 2048x1536 Pixel

ZWEIFACHER OBJEKTIVREVOLVER

- Revolver mit zweifacher Vergrößerung 1x/3x, 2x/4x
- Arbeitsabstand 60 mm
- Sichtfeld 20/6,7 mm oder 10/5 mm
- Vergrößerung kann geändert werden durch optionale Okulare
- Alle Optiken sind antipilzbehandelt

DREIFACHER OBJEKTIVREVOLVER

- Revolver mit dreifacher Vergrößerung 1x/2x/3x, 1x/2x/4x
- Arbeitsabstand 60 mm
- Sichtfeld 20/10/6,7 mm oder 20/10/5 mm
- Vergrößerung kann geändert werden durch optionale Okulare

STATIV

- Zahnstangenstativ oder Säulenstativ ausgerüstet mit 2 Objektklammern und Ø 60 mm transparent und schwarz/weiß Platte
- Zwei grobe Einstellknöpfe
- Stative sind gehärtet weiß lackiert

BELEUCHTUNG

- Durch- und Auflicht mit 1 W LED-Beleuchtung, auch gleichzeitig verwendbar
- Beleuchtungsstärke regelbar
- Eingebauter wiederaufladbarer 1.800 mAh Akku mit AC/DC-Adapter

VERPACKUNG

- Geliefert mit einem externen 100-240 V Stromnetz-Adapter/Ladegerät und drei Akkus für Schnurgebundene und schnurlose Betrieb, Staubschutzhülle, Ø 60 mm transparent und schwarz/weiß Tischplatten, Augenmuscheln und Bedienungsanleitung
- Alles verpackt in einer Styropor-box



Dreifacher Objektivrevolver

DIGITALE MODELLE

KAMERA (DIGITALE MODELLE)

- Digitale Modelle ausgerüstet mit 3,2 MP Kamera, USB2.0
- Auflösung 2048 x 1536 Pixel, 24 Bit Farbtiefe, bis zu 10 Bilder pro Sekunde. Kleinere Auflösungen sind wählbar
- Standardmäßig geliefert mit ImageFocus 4 Software, USB2.0 Kabel und Mikrometer 1mm/100
- Garantie 2 Jahre

SOFTWARE

- Geliefert mit 4 ImageFocus für die Erfassung von Bildern und videos
- Diese Software erlaubt eine breite Palette von Analysen wie Messungen an Stille und live Bilder und Anmerkungen auf bereits erfassten Bilder
- Speichern Sie Bilder in JPG, TIF oder BMP Formate und Videos im AVI-format
- Kompatibel mit Windows 7, 8 und 10, alle 32 und 64 Bit-Konfigurationen
- Mehr Basis-Software ist für Mac OS verfügbar
- Updates können auf unserer Website heruntergeladen werden

MODELLE	Digitaler Kopf	1x/3x Objektive	2x/4x Objektive	1x/2x/3x Objektive	1x/2x/4x Objektive	Säulenstativ	Zahnstangenstativ
ED.1302-P		•				•	
ED.1302-S		•					•
ED.1305-S	•	•					•
ED.1402-P			•			•	
ED.1402-S			•				•
ED.1405-S	•		•				•
ED.1502-S				•			•
ED.1505-S	•			•			•
ED.1802-S					•		•
ED.1805-S	•				•		•



ED.1302-P
Säulenstativ ED.1302-P



ED.1505-S
Zahnstangenstativ ED.1505-S

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

- | | |
|--|--|
| ED.6005 Paar HWF 5x/22 mm Okular | SL.5504 Ersatz LED, Auflichtbeleuchtung |
| ED.6010 Paar HWF 10x/20 mm Okular | SL.5505 Ersatz LED, Durchlichtbeleuchtung |
| ED.6015 Paar HWF 15x/12 mm Okular | |
| ED.6020 Paar HWF 20x/10 mm Okular | AE.1112 Objekt-Mikrometer 50 mm/500 Teile auf Objektträger 76 x 26 mm |
| ED.6110 HWF 10x/20 mm Okular mit 10 mm/100 Mikrometer | PB.5245 Linsenreinigungspapier, 1 Stück, 100 Blätter |
| ED.6099 Paar Augenmuscheln | PB.5274 Isopropylalkohol 99% (200 ml) |
| | PB.5275 Reinigungsset: Pinsel, Reinigungstuch, Wattestäbchen, Linsenreinigungspapier, Blasebalg und Reinigungsflüssigkeit |
| ED.9570 Paar Objektklemmen für Tisch | |
| ED.9950 Tischplatte Milchglas, Ø 60 mm | |
| ED.9956 Tischplatte Schwarz/Weiß, Ø 60 mm | |
| ED.9975 Externer Netzteiladapter 100-240 VAC/5 VDC (50/60 Hz) | |
| ED.4300 Aluminiumkoffer | |

