

Der ökonomische Mini-Dispenser – eine ökologische Alternative ohne Pipettenspitzen

Für größere Pipettiererserien, bei denen Sie ein festes Volumen im Mikroliterbereich benötigen, ist unser Mini-Dispenser das ideale Dosiergerät. Der **MINISPENSOR** ist unsere ökologische Alternative zu Fixvolumen-Mikroliterpipetten ohne Pipettenspitzenverbrauch. **MINISPENSOR** ist in vier farbcodierten Varianten mit jeweils zwei einstellbaren Festvolumen in einem Bereich von 50 µl bis zu 2.000 µl erhältlich. Um das Dosiervolumen um 50% zu reduzieren, einfach den Dosierknopf drücken und um 180° drehen!

Volumeneinstellung



Jeder **MINISPENSOR** kann jeweils zwei vorgegebenen Volumina im Mikroliterbereich dispensieren. Durch Drücken und Drehen des Knopfes um 180° lässt sich das Volumen einfach auswählen.

Dosierungssystem



Dank des Direktverdränger-Dosiersystems lassen sich die meisten Flüssigkeiten problemlos dispensieren. Ideal ist dieses System für chemische Lösungen, die zu Kristallbildung tendieren.

Einhandbedienung



Der **MINISPENSOR** lässt sich einfach mit nur einer Hand bedienen.

“Pipettieren” ohne Pipettenspitzen



4x2 Fix-Volumina

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- hochwertiges Präzisionsinstrument, hergestellt in Deutschland
- **sparsame Alternative zu Mikroliterpipetten, da keine Pipettenspitzen notwendig sind**
- beständig gegen die meisten Chemikalien, ideal für kristallisierende Flüssigkeiten
- höchste Genauigkeit und Präzision
- Direktverdränger-Dosiersystem
- komfortable Handhabung für längere Pipettierserien
- vier farbcodierte Modelle verfügbar
- einfache Volumeneinstellung, jeweils zwei vorgegebene Volumina pro Gerät
- einfach zu reinigen, vollständig autoklavierbar bei 121 °C
- geeignet zum sicheren Aufbewahren in Kühlschränken
- automatisches Nachfüllen, Einhandbedienung
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen MessEV

MINISPENSOR

Volumen µl	Genauigkeit ± µl	Variationskoeffizient ≤ µl	Farbe	Bestellnummer
50 + 100	1,5	0,3	gelb	5 371 101
250 + 500	5	1	rot	5 371 525
500 + 1000	6	2	blau	5 371 950
1000 + 2000	12	4	grün	5 371 990

Lieferumfang

MINISPENSOR, 100ml Flasche, Bedienungsanleitung, Einzelzertifikat, Seriennummer, Gewintheadapter (GL28/GL32)

Medienberührende Teile:

Alle medienberührenden Teile sind aus chemisch-resistenten Materialien hergestellt: Keramikventilkugeln, PTFE-Kolben, Ventil und Zylinder aus Borosilikatglas 3.3