




Preisliste: Euromex DZ modulare Stereomikroskope

Modulare Stereomikroskope der DZ-Reihe mit apochromatischen Objektiven bis 80x Zoom
Standardausführungen oder kundenspezifische Modelle für die Forschung, auch mit
Fluoreszenzbeleuchtung erhältlich.

Bruttopreise mit 16% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

DZ Stereomikroskope, apochromatische Objektive, 3W LED

DZ.1605	DZ stereo zoom 1:6,3 Mikroskop mit 20° geneigten Binokularkopf mit EWF 10x/22 Okular, apochromatischem Objektiv, Vergrößerungsbereich von 8x to 50x und großem ergonomischen Stativ, 3 W LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung	2.339,00 €	2.713,24 €
DZ.1600	DZ stereo zoom 1:6,3 Mikroskop mit 35° geneigten Binokularkopf mit EWF 10x/22 Okular, apochromatischem Objektiv, Vergrößerungsbereich von 8x to 50x und großem ergonomischen Stativ, 3 W LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung	3.198,00 €	3.709,68 €
DZ.1805	DZ stereo zoom 1:8 Mikroskop mit 20° geneigten Binokularkopf mit EWF 10x/22 Okular, apochromatischem Objektiv, Vergrößerungsbereich von 8x to 64x und großem ergonomischen Stativ, 3 W LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung	2.498,00 €	2.897,68 €
DZ.1800	DZ stereo zoom 1:8 Mikroskop mit 35° geneigten Binokularkopf mit EWF 10x/22 Okular, apochromatischem Objektiv, Vergrößerungsbereich von 8x to 64x und großem ergonomischen Stativ, 3 W LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung	3.296,00 €	3.823,36 €
DZ.1105	DZ stereo zoom 1:10 Mikroskop mit 20° geneigten Binokularkopf mit EWF 10x/22 Okular, apochromatischem Objektiv, Vergrößerungsbereich von 8x to 80x und großem ergonomischen Stativ, 3 W LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung	3.388,00 €	3.930,08 €
DZ.1100	DZ stereo zoom 1:10 Mikroskop mit 35° geneigten Binokularkopf mit EWF 10x/22 Okular, apochromatischem Objektiv, Vergrößerungsbereich von 8x to 80x und großem ergonomischen Stativ, 3 W LED Auf- und Durchlichtbeleuchtung	4.260,00 €	4.941,60 €

**Auf Anfrage: Fluoreszenz Einrichtung mit entsprechenden Filtern****DZ Stereomikroskope, Zubehör**

DZ.9005	Photo Adapter für 1 Mikroskopkamera	390,00 €	452,40 €
DZ.9007	Photo Adapter für 2 Mikroskopkameras	835,00 €	968,60 €

Weiteres Zubehör:

- **Dunkelfeld Aufsatz**
- **Polarisationseinrichtung**
- **Verschiedene Gelenkstative**
- **Kreuztisch**
- **doppelte Iris Diaphragmen für große Schärfentiefe**
- **2 fache Binokularköpfe**

**Weiteres Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage.**