



Preisliste: Mikroskopkameras von Euromex

Kameras von Euromex gibt es im Einsteigerbereich bis hin zum Profibereich, mit unterschiedlicher Empfindlichkeit, Schnelligkeit und Farbwiedergabequalität. Anschluß über USB-2 oder 3, HDMI, WiFi
Tablets mit integrierter Kamera zum auf das Mikroskop montieren als „standalone“ Lösung.

Bruttopreise mit 16% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

CMEX USB-2 CMOS KamerasMikroskopkameras für Amateure, Bildung und Labors,
niedriges Signal-Rauschverhältnis

DC.1300c	1,3 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 1272 x 952 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); 30 fps bei 632 x 472 Pixel		
	ImageFocus 4 Software für Windows und Mac OS	169,00 €	196,04 €
DC.2000f	2,0 MP Kamera 1/2.9" Sensor, 1920x1080 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus für Windows	191,00 €	221,56 €
DC.5000f	5,0 MP Kamera 1/2.8" Sensor, 2560x1920 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus für Windows	284,00 €	329,44 €
DC.12000f	12,0 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 4000 x 3000 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); 2592 x 1944 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus für Windows	399,00 €	462,84 €

**CMEX-Pro USB-3 CMOS Kameras**Kameras mit höherer Geschwindigkeit, guter
Farbwiedergabe (ADC 12bit), geringes Signal-
Rauschverhältnis, ausgezeichneter Software
(ImageFocus Alpha).

DC.3000-Pro	3,1 MP Kamera 1/3" Sensor, 2048 x 1534 Pixel 30 fps (Bilder/Sekunde); 53 fps bei 1024 x 770 Pixel	399,00 €	462,84 €
DC.5000-Pro	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2560 x 1922 Pixel 14 fps (Bilder/Sekunde); 39 fps bei 1280 x 960 Pixel	449,00 €	520,84 €
DC.10000-Pro	10 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 3584 x 2746 Pixel 10 fps (Bilder/Sek.); 25 fps bei 1792 x 1372 Pixel	558,00 €	647,28 €
DC.18000-Pro	18 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 4912 x 3684 Pixel 8 fps (Bilder/Sek.); 20 fps bei 2456 x 1842 Pixel	788,00 €	914,08 €

**sCmex Scientific SONY sCMOS Kameras mit USB-3**Sehr schnelle Kameras, perfekte
Farbwiedergabefähigkeit (36 bit), geringes Signal-
Rauschverhältnis, ausgezeichneter Software
(ImageFocus Alpha).

DC.3000s	3,1 MP Kamera 1/2.8" Sensor, 2048 x 1536 Pixel 50 fps (Bilder/Sek.); 58 fps bei 1920 x 1080 Pixel	629,00 €	729,64 €
DC.6000s	6,3 MP Kamera 1/1.8" Sensor, 3072 x 2048 Pixel 30 fps (Bilder/Sek.); 38 fps bei 1536 x 1024 Pixel	762,00 €	883,92 €
DC.20000s	20 MP Kamera 1,0" Sensor, 5440 x 3648 Pixel 15 fps (Bilder/Sek.); 50 fps bei 2736 x 1824 Pixel	998,00 €	1.157,68 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

HD-Kameras mit HDMI, USB-2 und SD Speicherkarte

Hochempfindliche Kameras, direkt am Beamer oder TV benutzbar, eigene Maus, kann aber auch am Computer angeschlossen werden. Niedriges Signal-Rauschverhältnis, ImageFocus 4 Software.

VC.3031	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); Video 1080 Pixel	579,00 €	671,64 €
VC.3036	6,0 MP Kamera 1/2.8" SONY Sensor, 3264 x 1836 Pixel HDMI 60 fps, USB 30 fps; Video 1080 Pixel	1.176,00 €	1.364,16 €
VC.3034	2,0 MP Autofokus-Kamera 1/1,9" SONY Sensor, 1920 x 1080 Pixel, HDMI 60 fps; USB-2, Video 1080 Px	1.022,00 €	1.185,52 €



Spezielle Kameras, zB. CCD Kameras, gekühlte Kameras, WIFI Kameras auf Anfrage.

EduPad Tablet mit Mikroskopkamera

Tablet 8", mit integrierter Mikroskopkamera, 1920 x 1200 Touchscreen, Windows 10, hohe Dynamik.

EP.2000f	EduPad-2, 2,1 MP 1/2,9 Sensor, 1920 x 1080 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	709,00 €	822,44 €
EP.5000f	EduPad-5, 5,1 MP 1/2.8" Sensor, 2592 x 1920 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	798,00 €	925,68 €
EP.12000f	EduPad-12, 12,0 MP 1/2.3" Sensor, 4072 x 3176 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	Preis auf Anfrage	
EP.5000-WiFi	EduPad-WiFi, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 1280 x 720 Pixel 24 bit Farbtiefe, WLAN, ImageFocus Alpha Software	859,00 €	996,44 €

**ProPad Tablet mit Mikroskopkamera**

Tablet 10,1", mit integrierter Mikroskopkamera, 1280 x 800 Touchscreen, Windows 8,1, kompatibel mit Windows 10, hoher Dynamikbereich, Tastatur mit docking Möglichkeit zum Tablet.

PP.2000f	EduPad-2, 2,1 MP 1/2,9 Sensor, 1920 x 1080 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	1.259,00 €	1.460,44 €
PP.5000f	EduPad-5, 5,1 MP 1/2.8" Sensor, 2592 x 1920 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	1.348,00 €	1.563,68 €
PP.12000f	EduPad-12, 12,0 MP 1/2.3" Sensor, 4072 x 3176 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	Preis auf Anfrage	
PP.5000-WiFi	EduPad-WiFi, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 1280 x 720 Pixel 24 bit Farbtiefe, WLAN, ImageFocus Alpha Software	1.398,00 €	1.621,68 €

