



## Preisliste: Liquid Handling

Mikroliterpipetten mit festem und variablen Volumen, Einsteigermodelle,  
Pipettenspitzen, Dosiergeräte, Dispenser, Zubehör

**Bruttopreise mit 16% Mehrwertsteuer**



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

## Mikroliterpipetten, WITOPET-mini, fixes Volumen

|           |   |         |         |
|-----------|---|---------|---------|
| 5 405 005 | Witopet mini, 5 µl, Fix-Volumen Pipette   | 18,30 € | 21,23 € |
| 5 405 010 | Witopet mini, 10µl, Fix-Volumen Pipette   | 18,30 € | 21,23 € |
| 5 405 020 | Witopet mini, 20 µl, Fix-Volumen Pipette  | 18,30 € | 21,23 € |
| 5 405 025 | Witopet mini, 25 µl, Fix-Volumen Pipette  | 18,30 € | 21,23 € |
| 5 405 050 | Witopet mini, 50 µl, Fix-Volumen Pipette  | 18,30 € | 21,23 € |
| 5 405 090 | Witopet mini, 100 µl, Fix-Volumen Pipette | 18,30 € | 21,23 € |



## Mikroliterpipetten, economy, fixes Vol., Spitzenabwurf

|           |  |         |         |
|-----------|--|---------|---------|
| 5 401 005 | Mikroliterpipette, Witopet, Fix 5 µl           | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 010 | Mikroliterpipette, Witopet, Fix 10 µl          | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 020 | Mikroliterpipette, Witopet, Fix 20 µl          | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 025 | Mikroliterpipette, Witopet, Fix 25 µl, gelb    | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 050 | Mikroliterpipette, Witopet, Fix 50 µl, blau    | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 100 | Mikroliterpipette Witopet, Fix 100µl, violett  | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 200 | Mikroliterpipette Witopet, Fix 200 µl, violett | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 250 | Mikroliterpipette Witopet, Fix 250 µl, orange  | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 500 | Mikroliterpipette Witopet, Fix 500 µl, orange  | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 910 | Mikroliterpipette Witopet, Fix 1000 µl         | 79,90 € | 92,68 € |
| 5 401 950 | Mikroliterpipette Witopet, Fix 5000 µl, blau   | 79,90 € | 92,68 € |



## Mikroliterpipetten, economy, variabl. Vol., Spitzenabwurf

|             |                                      |         |         |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 5 402 002 D | Witopet economy variable 0,1-2,5µl   | 83,00 € | 96,28 € |
| 5 402 010 D | Witopet economy variable 0,5-10µl    | 79,00 € | 91,64 € |
| 5 402 020 D | Witopet economy variable 2-20µl      | 79,00 € | 91,64 € |
| 5 402 100 D | Witopet economy variable 10-100µl    | 79,00 € | 91,64 € |
| 5 402 200 D | Witopet economy variable 20-200µl    | 79,00 € | 91,64 € |
| 5 402 901 D | Witopet economy variable 100-1000µl  | 79,00 € | 91,64 € |
| 5 402 950 D | Witopet economy variable 1000-5000µl | 79,90 € | 92,68 € |



## Mikroliterpipetten, professional, variabl. Vol., Spitzenabw.

|           |  |          |          |
|-----------|--|----------|----------|
| 5 402 002 | Witopet professional, variabel 0,2-2µl     | 169,00 € | 196,04 € |
| 5 402 010 | Witopet professional, variabel 0,5-10µl    | 171,00 € | 198,36 € |
| 5 402 020 | Witopet professional, variabel 2-20µl      | 149,00 € | 172,84 € |
| 5 402 100 | Witopet professional, variabel 10-100µl    | 152,00 € | 176,32 € |
| 5 402 200 | Witopet professional, variabel 20-200µl    | 149,00 € | 172,84 € |
| 5 402 901 | Witopet professional, variabel 100-1000µl  | 149,50 € | 173,42 € |
| 5 402 950 | Witopet professional, variabel 1000-5000µl | 194,00 € | 225,04 € |





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

## Witopet Mikroliterpipetten, premium, variables Volumen

besonders hohe Genauigkeit

|             |   |          |          |
|-------------|---|----------|----------|
| 5 402 002 P | Witopet premium 0,2-2µl, variabel                                   | 195,00 € | 226,20 € |
| 5 402 010 P | Witopet premium 1-10µl, variabel                                    | 189,00 € | 219,24 € |
| 5 402 020 P | Witopet premium 2-20µl, variabel                                    | 189,00 € | 219,24 € |
| 5 402 100 P | Witopet premium 10-100µl, variabel                                  | 189,00 € | 219,24 € |
| 5 402 200 P | Witopet premium 20-200µl, variabel                                  | 189,00 € | 219,24 € |
| 5 402 901 P | Witopet premium 100-1000µl, variabel                                | 189,00 € | 219,24 € |
| 5 402 950 P | Witopet premium 500-5000µl, variabel, variabel ohne Spitzenabwerfer | 199,50 € | 231,42 € |
| 5 402 910 P | Witopet premium 1-10ml, variabel, variabel ohne Spitzenabwerfer     | 199,00 € | 230,84 € |



## Mehrkanalpipetten und elektrische Pipetten auf Anfrage

## Witopet Pipettenspitzen, in der Plastiktüte

WITOPET Pipettenspitzen, in der Plastiktüte

Geeignet für: WITOPET®, Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Socorex®, FinnpiPETTE®

|             |  |      |         |         |
|-------------|--|------|---------|---------|
| 5 408 005 B | Pipettenspitzen, PP, 0,5-10, Farbe neutral, konformitätsbescheinigt passend für Gilson Micro, Pipetman P2, P1, 1VE = 1000 Stück      | 1 VE | 16,80 € | 19,49 € |
| 5 408 010   | Pipettenspitzen, PP, 0,5 - 10 µl, neutral, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.   | 1 VE | 20,20 € | 23,43 € |
| 5 408 200   | Pipettenspitzen, PP, 2-200 µl, gelb, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.   | 1 VE | 10,10 € | 11,72 € |
| 5 408 202   | Pipettenspitzen, PP, 5-200 µl, gelb, konformitätsbesch., pass. für Gilson, 1000 Stck.  | 1 VE | 16,10 € | 18,68 € |
| 5 410 000   | Einwegspitzen, PP, blau, 100 - 1000 µl, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.  | 1 VE | 12,20 € | 14,15 € |
| 5 410 001   | Einwegspitzen, blau, PP, für 100-1000 µl, konformitätsbescheinigt, passend zur Rack Nr. 5 409 210 1VE = 1000 Stück                   | 1 VE | 14,70 € | 17,05 € |
| 5 412 100   | Pipettenspitze, PP, 1000-5000 µl, für Gilson, neutral, KB, 1VE = 250 Stück   | 1 VE | 26,00 € | 30,16 € |
| 5 412 103 B | Pipettenspitzen, 1000 - 10000 µl, neutral, 1VE = 100 Stück   | 1 VE | 21,33 € | 24,74 € |
| 5 412 110   | Pipettenspitzen, pp, neutral, 1000 µl, für Pipetten der Marken Beckmann, Lancer, Sherwood, konformitätsbescheinigt, 1VE = 1000 Stück | 1 VE | 22,40 € | 25,98 € |
| 5 412 120   | Pipettenspitzen, PP, 2-200 µl, neutral, konformitätsbescheinigt, für Pipetten der Marke MLA, 1VE = 1000 Stück                        | 1 VE | 12,40 € | 14,38 € |
| 5 412 200   | Pipettenspitzen, PP, neutral, 200-1000 µl, für Pipetten Marke MLA, konformitätsbescheinigt, 1VE = 1000 Stück                         | 1 VE | 17,00 € | 19,72 € |
| 5 412 220   | Pipettenspitzen, 2-200 µl, neutral, PP, für Pipetten Oxford (altes Modell) 1VE = 1000 Stück  | 1 VE | 11,50 € | 13,34 € |
| 5 412 250   | Pipettenspitzen, 100-1000 µl, grün, PP, konformitätsb., für Pip. Oxford, 1VE=1000 Stück  | 1 VE | 17,90 € | 20,76 € |
| 5 412 320   | Pipettenspitzen, PP, 2-200 ul, neutral, konformitätsb.,(oxford slim line), 1VE=1000 Stck.  | 1 VE | 15,20 € | 17,63 € |
| 5 412 325   | Pipettenspitzen, PP,250-1000 ul, blau, k konformitätsb.,(oxford slim line), 1VE=1000 Stck.   | 1 VE | 18,60 € | 21,58 € |





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

## Witopet Pipettenspitzen, im autoklavierbaren Rack

### autoklavierbares Rack mit Deckel, mit Konformitätszertifikat


|           |  |      |        |         |
|-----------|--|------|--------|---------|
| 5 409 005 | Pipettenspitzen im sterilisierbaren Magazin, 0,5 - 20 µl, PP, mit Deckel, neutral, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt universal passend, 1 1VE = 96 Stück | 1 VE | 9,60 € | 11,14 € |
| 5 409 200 | Pipettenspitzen im sterilisierbaren Magazin, PP, mit Deckel, gelb, autoklavierbar, 2 - 200 µl, konformitätsbescheinigt, universal passend 1VE = 96 Stück       | 1 VE | 9,60 € | 11,14 € |
| 5 409 210 | Pipettenspitzen im sterilisierbaren Magazin, 100-1000 µl, PP, mit Deckel, blau, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, universal passend, 1VE = 96 Stück     | 1 VE | 9,80 € | 11,37 € |
| 5 409 220 | Pipettenspitzen im sterilisierbaren Magazin, PP, 2-200 µl, mit Deckel, gelb, autoklavierbar, konformitätsbescheinigt, universal passend, 1VE = 96 Stück        | 1 VE | 9,60 € | 11,14 € |



## Filterspitzen im Rack für alle WITOPET Pipetten, steril,

### DNase, RNase, Kadmium und Pyrogen-frei. Die Spitzen sind mit Gammastrahlen steril.

|             |   |      |         |         |
|-------------|---|------|---------|---------|
| 5 414 100 B | Filtertips, 5 - 100 µl, neutral, steril, für Eppendorf, Biohit, Nichiryo, Gilson, Socorex, Brand, 1VE = 96 Stück  | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 300 B | Filtertips, 5 - 300 µl, neutral, für Eppendorf, Biohit, Gilson, steril, 1VE = 96 Stück  | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 000 B | Filtertips, 101 - 1000 µl, steril, neutral, für Eppendorf, Biohit, Nichiryo, Gilson, Socorex, Brand, frei von DNase und RNase, pyrogenfrei, autoklavierbar 1VE = 96 Stück | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 001 B | Filtertips, 100 - 1000 µl, neutral, für Eppendorf, Gilson, Socorex, steril 1VE = 96 Stück   | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 030 B | Filtertips, 1 - 30 ul, neutral, für Gilson P20, steril, 1VE = 96 Stück  | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 101 B | Filtertips, 1-100 µl, neutral, für Gilson P20, P50, P100, steril, 1VE = 96 Stück  | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 150 B | Filtertips, 1 - 150 ul, neutral, für Gilson P20, P50, P100, P200, steril, 1VE = 96 Stück  | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 010 B | Filtertips, 0,5 - 10 µl, neutral, steril, für Eppendorf Christal, Socorex, 1VE = 96 Stück   | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |
| 5 414 011 B | Filtertips, 0,5 - 10 µl, steril, neutral, für Gilson P2, P10, frei von DNase und RNase, pyrogenfrei, autoklavierbar 1VE = 96 Stück  | 1 VE | 15,10 € | 17,52 € |



**Weiteres Zubehör auf Anfrage**



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

## Flaschenaufsatz-MINISPENSOR

**Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, einfache Volumeneinstellung von 2 Volumina pro Gerät, mit 100 ml Vorratsflasche**

|           |   |          |          |
|-----------|---|----------|----------|
| 5 371 101 | Minispensor 50 +100µl gelb Genauigkeit: ±1.5 µl, Abweichung: ±0.3 µl Gewindeadapter GL28/GL32 | 199,50 € | 231,42 € |
| 5 371 525 | Minispensor 250 +500µl rot Genauigkeit: ±5 µl, Abweichung: ±1 µl Gewindeadapter GL28/GL32     | 189,00 € | 219,24 € |
| 5 371 950 | Minispensor 500 +1000µl blau Genauigkeit: ±6 µl, Abweichung: ±2 µl Gewindeadapter GL28/GL32   | 189,00 € | 219,24 € |
| 5 371 990 | Minispensor 1000 +2000µl gelb Genauigkeit: ±12 µl, Abweichung: ±4 µl Gewindeadapter GL28/GL32 | 189,00 € | 219,24 € |



## Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco

**Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, 100% tropffrei Gewindeadapter in diversen Größen z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)**

|           |   |          |            |
|-----------|---|----------|------------|
| 5 370 001 | LABMAX eco, Einstellbereich 0.25 - 2.5 ml, Unterteil. 0.05 ml, Toleranz ± 0.012 ml, Abweichung 0.002 ml, GL32 | 204,00 € | 236,64 €   |
| 5 370 002 | LABMAX eco, Einstellbereich 0.5 - 5 ml, Unterteilung 0.1 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL32    | 204,00 € | 236,64 €   |
| 5 370 003 | LABMAX eco, Einstellbereich 1,0 - 10 ml, Unterteilung 0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32    | 204,00 € | 236,64 €   |
| 5 370 004 | LABMAX eco, Einstellbereich 2.5 - 25 ml, Unterteilung 0.5 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL45   | 299,50 € | 347,42 €   |
| 5 370 005 | LABMAX eco, Einstellbereich 5.0 - 50 ml, Unterteilung 1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45   | 329,00 € | 381,64 €   |
| 5 370 006 | LABMAX eco, Einstellbereich 10,0 - 100 ml, Unterteilung 2.0 ml, Toleranz ± 0.50 ml, Abweichung 0.100 ml, GL45 | 409,00 € | 474,44 €   |
| 5 370 007 | LABMAX eco, Einstellbereich 25.0 - 250 ml, Unterteil. 5.0 ml, Toleranz ± 1.60 ml, Abweichung 0.250ml, GL45    | 998,00 € | 1.157,68 € |



## Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium

**Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, 100% tropffrei Rekalibrierfunktion, Gewindeadapter z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)**

|           |  |          |          |
|-----------|--|----------|----------|
| 5 370 901 | LABMAX premium, Einstellber. 0.25 - 2.5 ml, Unterteil. 0.05 ml, Toleranz ± 0.012 ml, Abweichung 0.002 ml, GL32 | 239,50 € | 277,82 € |
| 5 370 902 | LABMAX premium, Einstellber. 0.5 - 5 ml, Unterteilung 0.1 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL32    | 239,50 € | 277,82 € |
| 5 370 903 | LABMAX premium, Einstellber. 1,0 - 10 ml, Unterteilung 0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32    | 239,50 € | 277,82 € |
| 5 370 904 | LABMAX premium, Einstellbereich 2.5 - 25 ml, Unterteil. 0.5 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL45  | 326,00 € | 378,16 € |
| 5 370 905 | LABMAX premium, Einstellbereich 5.0 - 50 ml, Unterteil. 1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45  | 349,00 € | 404,84 € |
| 5 370 906 | LABMAX premium, Einstellber. 10,0 - 100 ml, Unterteil. 2.0 ml, Toleranz ± 0.50 ml, Abweichung 0.100 ml, GL45   | 478,00 € | 554,48 € |





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

**Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless HF**

Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für Flußsäure

Gewindeadapter in diversen Größen z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| LABMAX airless HF, Einstellber. 1.0 - 10 ml, Unterteil. 0.2         |          |            |
| 5 370 823 ml, Toleranz $\pm 0.06$ ml, Abweichung 0.01 ml, GL32      | 568,00 € | 658,88 €   |
| LABMAX airless HF, Einstellber. 2.5 – 25.5 ml, Unterteil.           |          |            |
| 5 370 824 0.5 ml, Toleranz $\pm 0.15$ ml, Abweichung 0.025 ml, GL45 | 768,00 € | 890,88 €   |
| LABMAX airless HF, Einstellber. 5.0 - 50 ml, Unterteil. 1.0         |          |            |
| 5 370 825 ml, Toleranz $\pm 0.30$ ml, Abweichung 0.050 ml, GL45     | 998,00 € | 1.157,68 € |

**Flaschen für Dispenser, braun, mit Staubschutzkappe**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Minispensor-Gewindeflasche 100 ml, GL 28, Witosint beschichtet, rote Schraubkappe, Natron-Kalk-Glas                      | 3,40 €  | 3,94 €  |
| Witospensor-Gewindeflasche 100 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas                            | 5,40 €  | 6,26 €  |
| Witospensor-Gewindeflasche 250 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas                            | 6,80 €  | 7,89 €  |
| Witospensor-Gewindeflasche 500 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas                            | 6,70 €  | 7,77 €  |
| Witospensor-Gewindeflasche 1000 ml, GL 45, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas                           | 8,90 €  | 10,32 € |
| Witospensor-Gewindeflasche 2500 ml, GL 45, Witosint beschichtet, rund, Natron-Kalk-Glas                                  | 17,50 € | 20,30 € |
| LABMAX-Gewindeflasche 2500 ml, gerader Hals GL 45, seitlicher Hals GL18, Witosint beschichtet, rund, Borosilikatglas 3.3 | 48,90 € | 56,72 € |

**Standard Schraubverbindungen aus Borosilikat 3.3**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 0 550 029 Schraubverbindung, Kern NS 19/26, GL 32, (5 380 019) | 21,70 € | 25,17 € |
| 0 550 030 Schraubverbind., Kern NS 24/29, GL 32, Länge: 80 mm  | 15,60 € | 18,10 € |
| 0 550 031 Schraubverbind., Kern NS 29/32, GL 32, Länge: 85 mm  | 14,70 € | 17,05 € |
| 0 550 040 Schraubverbindung, Kern NS 29/32, GL 45              | 26,10 € | 30,28 € |
| 0 550 041 Schraubverbindung, Kern NS 45/40, GL 45              | 29,60 € | 34,34 € |

**Flex. Ausstoßkanüle, Schlauchhalterung, aus FEP/PP**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| WITOSPENSOR Ausstoßschlauch, Schlauchhalterung   |         |         |
| 5 375 002 180cm, FEP, für Dispens. 2,5-10 ml A.Ø3 mm, I.Ø2 mm                            | 23,20 € | 26,91 € |
| LABMAX Ausstoßschlauch, 25-100 ml, A.D. 6 mm, I.D. 4 mm, mit Kanülenhalter Länge: 180 cm | 41,80 € | 48,49 € |

**Ausstoßkanüle mit Kanülenhalterung, aus FEP / PP**

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| LABMAX für eco und airless, Ausstoßkanüle, gebogen,             |         |         |
| 5 375 003 2,5- 10 ml, FEP                                       | 5,70 €  | 6,61 €  |
| LABMAX für eco und airless, Ausstoßkanüle, gebogen,             |         |         |
| 5 375 004 25, 50, 100 ml, FEP                                   | 7,40 €  | 8,58 €  |
| 5 497 400 TITREX-Ausstoß-Kanüle, aus PTFE, mit Kanülenhalter,   | 9,70 €  | 11,25 € |
| 5 372 755 Ausstoßschlauch, feine Spitze für Minispensor, FEP/PP | 11,60 € | 13,46 € |

**Weitere Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage**