



Preisliste: Zeiss Stemi 508

Leistungsstarkes Stereomikroskop nach Greenough mit apochromatisch korrigierter 8:1 Zoom- und Frontoptik für Routine, Forschung und Entwicklung sowie für vielfältige Aufgaben in Lehre und Ausbildung.

Diese Stereomikroskope werden nach Ihren Wünschen bzw. Bedürfnissen zusammengestellt, und daher keine vorkonfigurierten Modelle angeboten.

Bruttopreise mit 16% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Komponenten für das Stereomikroskop Stemi 508

Hier finden Sie Komponenten um sich ein eigenes Stereomikroskop zu konfigurieren, daß speziell auf Ihre Anwendungen abgestimmt ist.

Stemi 508 Optikkörper

464350649000 Bino Mikroskopkörper 508 mit 10x/23 Okularpaar	1.689,00 €	1.959,24 €
464350649020 Trino Mikroskopkörper 508 doc mit 10x/23 Okularpaar; 0,5x c-mount; Teilung 100:0/0:100	2.159,00 €	2.504,44 €
464350649030 Trino Mikroskopkörper 508 trino mit 10x/23 Okularpaar; 0,5x c-mount; feste Teilung 50vis:50doc rechts	2.668,00 €	3.094,88 €

Stative**464354249000 Stativ K:**

- Stativ 190x310x35mm (BxTxH)		
- Arbeitsfläche 160x195mm (BxT)		
- Schnittstelle d=84 mm für Tische		
- s/w - Einlegeplatte und Staubschutzhülle		
- Säule 250mm mit Trieb (Hub 145mm, Friktion einstellbar),		
- Mikroskopaufnahme d=76mm und Handgriff	320,00 €	371,20 €

464354259020 Stativ K MAT (zusätzlich zu Stativ K):

- 2x Buchse für Beleuchtung		
- Sep. AL-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen		
- Einbaunetzteil 12V DC 24W/100.. 240V AC/50.. 60Hz		
- Netzkabel	576,00 €	668,16 €

464354259000 Stativ K EDU (zusätzlich zu Stativ K):

- Integriertes LED-Durchlicht für Hell-/ Dunkelfeld		
- 2x Buchse für Beleuchtung		
- Sep. AL/DL-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen		
- Einbaunetzteil 12V DC 24W/100.. 240V AC/50.. 60Hz		
- Netzkabel, Glaseinlegeplatte	639,00 €	741,24 €

464354259010 Stativ K LAB (zusätzlich zu Stativ K):

- Integriertes LED-Durchlicht mit dreh- und verschiebbarem Spiegel für Hell-/ Dunkelfeld sowie schräges Durchlicht		
- 2x Buchse für Beleuchtung		
- Sep. AL/DL-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen		
- Einbaunetzteil 12V DC 24W/100.. 240V AC/50.. 60Hz		
- Netzkabel, Glaseinlegeplatte, Stativhöhe 95mm	768,00 €	890,88 €

3055228 Kleines Auslegerstativ (zusätzlich zu Stativ K):

- Basisplatte: ca. 230x230x45mm		
- Horizontalarm: ca. 430mm		
- Vertikalsäule: Ø32x380mm		
- Triebaufnahme: Ø32 mm		
- Gewicht: ca. 12,5kg	307,00 €	356,12 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.


Stative**3055227 Kleines Schwenkarmstativ**

- Basisplatte: ca. 260x210x50mm
- Horizontalarm: ca. 550mm
- Vertikalsäule: Ø32x380mm
- Triebaufnahme: Ø32 mm
- Gewicht: ca. 18,5kg **401,00 € 465,16 €**

**3055580 Universalstativ mit integriertem Verschiebetisch**

(Abbildung rechts zeigt Stativ zusätzlich mit Stemi508doc, Beleuchtung und Trieb)

- Grundplatte aus Alu, glasperlgestrahlt, schwarz eloxiert
- Grundplatte ca. 500 x 400x 25mm
- Verfahrweg Tisch ca. 300 x 300mm
- Einfache Arretierung
- Optional: weiße Beschichtung **3.170,00 € 3.677,20 €**

**464354249301 Stemi-Träger für Säule 32 mit Trieb:**

(zur Aufnahme von Stemi 305/508 an Stative mit Aufnahmesäule Ø32 mm)

- Stemi-Träger d=76mm, Montage an Säule d=32mm
- Tragfähigkeit 5kg
- Hubbereich 50mm
- Gewinde 2x M8 für Adaption von Zubehör **483,00 € 560,28 €**

**464354249100 Stativ M**

- Stativplatte T340xB300xH35mm
- Arbeitsfläche B255xT215mm
- Schnittstelle d=84 mm für Tische; 2x M8 Gewinde
- s/w - Einlegeplatte und Staubschutzhülle
- Säule 360mm mit Trieb (Hub 190mm, Friktion einstellbar),
Mikroskopaufnahme d=76mm und Handgriff **699,00 € 810,84 €**

**464354259100 Stativ M LED (zusätzlich zu Stativ M):**

- 2x Buchse für Beleuchtung
- Sep. AL/DL-Bedienelemente für Ein/Aus/Dimmen
- Durchlichtbeleuchtung M LED nachrüstbar
- Einbaunetzteil 12V DC 24W/100.. 240V AC/50.. 60Hz
- Memory Taste zum Speichern von drei Lichteinstellungen
- Glasplatte und Staubschutzhülle **1.022,00 € 1.185,52 €**

**464355259130 Durchlichtmodul Hellfeld M LED**

- Flaches LED-Durchlichtmodul für Hellfeld und Dunkelfeld
- Integrierbar in Stativ M LED, ohne Erhöhung des Stativ
- einfach montierbar, kabellos **238,00 € 276,08 €**

**464355259100 Durchlichteinheit M LED**

- Unterteil für Stativ M LED T340xB300xH58 mm
- LED-Durchlichteinheit mit dreh- und verschiebbarem Spiegel für HF, DF und schräges Durchlicht
- Glänzende Spiegelseite für kontrastreiche, matte Spiegelseite für homogene Ausleuchtung **514,00 € 596,24 €**



Stand 4.6.20, Darstellungen nur exemplarisch - Farbe, Form und Marke können abweichen.

Laborfachgeschäft Dipl. Ing. Ing. Dietmar Reinecke, Lauteschlägerstr. 1A, D-64289 Darmstadt, +49 (0) 6151/719339, www.laborfachgeschaeft.de



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Auflichtbeleuchtung

464355259010 Spot-Leuchte K LED

- Einzelspot für Hell-/Dunkelfeld

Auflichtbeleuchtung

- Gewinde M24x0,5 für Polarisator

- Höhenverstellbar, neigbar, zoombar **115,00 € 133,40 €**

464355259020 Doppelspot-Leuchte K LED

- Schwanenhals-Doppelspot, 2x 160mm für variable Auflichtbeleuchtung

- Gewinde M24x0,5 für Polarisator

- Höhenverstellbar **237,00 € 274,92 €**

464355259050 Ringleuchte K LED segmentierbar

- 48 LEDs in 2 Reihen, geneigt

- Einsetzbar für Arbeitsabstände von 50 – 150mm

- Innendurchmesser 66mm

- Separate Bedienelemente für Segmentierung und Rotation

- 4 Modi: Voll-, Halb-, Viertelkreis oder 2

gegenüberliegende Viertelkreise

- Man. Drehen in 90° Schritten oder kontinuierliche Drehung

- Bedienbar ohne Stativ mit Controller K LED **299,00 € 346,84 €**

464355259200 Controller K LED

Zur Versorgung der IVI-Beleuchtung und der Ringleuchte

K, wenn kein Stativ der Serie K EDU/LAB/MAT genutzt

wird. **190,00 € 220,40 €**

Zubehör

3055313 Kreuztisch für Stereomikroskope:

- Außenmaße: ca. 170 x 220mm

- Höhe: ca. 26mm

- Einlegeplatte s/w: 140 x 115mm

- Verfahrbereich: ca. 75 x 52mm **309,00 € 358,44 €**

(Optional: Tischeinsatz Mattglas und Spreizadapterring zu Stativ K)

3055204 Kugeltisch für Auflicht:

- Gesamtauflage: Ø 120mm

- Einlegeplatte: Ø 80mm, Höhe: ca. 43mm **210,00 € 243,60 €**

(Optional erhältlich: Kugeltisch für Auf-/und Durchlicht)

3055201 Schutzglas zu Stemi 305 inkl. Adapterring:



Der Arbeitsabstand des Stemi 305 ohne Vorsatzoptik verringert sich bei

Verwendung der Schutzglases mit Adapterring um ca. 13 mm. **33,00 € 38,28 €**

3055349 Schutzglas Vorsatzoptiken 3 und 5:

Bei Verwendung des Schutzglases an Vorsatzoptiken 3 und 5, also ohne Halter, verringert sich der Arbeitsabstand um ca. 5 mm

15,00 € 17,40 €





Optik

	Standard 1,0x	Vorsatzsystem 0,3x	Vorsatzsystem 0,4x	Vorsatzobjektiv 5 0,63x Apo	Vorsatzobjektiv 5 1,5x Apo	Vorsatzobjektiv 5 2,0x Apo
Arbeitsabstand	92mm	287mm	211mm	127mm	53mm	35mm
Auflösung	210 Lp/mm	63 Lp/mm	84 Lp/mm	132 Lp/mm	315 Lp/mm	420 Lp/mm
Okulare 10x/23						
Vergrößerung	6,3x - 50x	1,9x - 15x	2,5x - 20x	4x - 31,5x	9,5x - 75x	12,6x - 100x
Objektfeld	4,6mm - 36,5mm	15,3mm - 121,7mm	11,5mm - 91,3mm	7,3mm - 57,9mm	3,1mm - 24,3mm	2,3mm - 18,3mm
Okulare 16x/14						
Vergrößerung	10,1x - 80x	3x - 24x	4x - 32x	6,4x - 50,4x	15,1x - 120x	20,2x - 160x
Objektfeld	2,8mm - 22,2mm	9,3mm - 74,1mm	7,0mm - 55,6mm	4,4mm - 35,3mm	1,9mm - 14,8mm	1,4mm - 11,1mm
Okulare 25x/10						
Vergrößerung	15,8x - 125x	4,7x - 37,5x	6,3x - 50x	9,9x - 78,8x	23,6x - 187,5x	31,5x - 250x
Objektfeld	2,0mm - 15,9mm	6,7mm - 52,9mm	5,0mm - 39,7mm	3,2mm - 25,2mm	1,3mm - 10,6mm	1,0mm - 7,9mm
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.	
46455025 Vorsatzsystem 0,3 x FWD 287 mm				248,00 €	287,68 €	
46455026 Vorsatzsystem 0,4 x FWD 211 mm				213,00 €	247,08 €	
464352649060 Vorsatzoptik 5 0,63 x FWD 127 mm				320,00 €	371,20 €	
464352649150 Vorsatzoptik 5 1,5 x FWD 53 mm				411,00 €	476,76 €	
464352649200 Vorsatzoptik 5 12,0 x FWD 35 mm				474,00 €	549,84 €	
464350639160 Okular 16x/14 Br. foc.				141,00 €	163,56 €	
464550469901 Okular W 25x/10 foc.				405,00 €	469,80 €	

Zubehör

464354259010010 Handauflage Stativ K LAB	103,00 €	119,48 €
464350659000 Transportkoffer Stemi 305/508	379,00 €	439,64 €
3055211 Kugeltisch für Auf-/Durchlicht	230,00 €	266,80 €
3055226 Spreizadapterring Kreuztisch/Stativ K	95,00 €	110,20 €
464354259310 Ersatz-Glasplatte Ø84 x 5mm zu Stativ K	18,00 €	20,88 €
464354259320 Ersatz-Kunststoffplatte s/w Ø84 x 5mm zu Stativ K	18,00 €	20,88 €

weiteres Zubehör auf Anfrage

Analysator / Polarisator

464355269010 Polarisator Spot K LED	96,00 €	111,36 €
464355269020 Polarisator Durchlicht K/M	141,00 €	163,56 €
464355269000 Analysator M49/52 drehbar	126,00 €	146,16 €

