



Preisliste: Novex AP Reihe

Die AP-Reihe Stereomikroskope sind speziell für den Unterricht entwickelt.
Sie sind kompakt und robust.



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Novex AP-Stereomikroskope

AP-1	50.890 Bino-Tubus vertikal, 20x, keine Beleuchtung	91,00 €	108,29 €
AP-2	50.900 Bino-Tubus vertikal, 20x, 12 Volt, 10 Watt Auflicht	112,00 €	133,28 €
	50.915 Bino-Tubus 45° geneigt, 20x, 12 Volt, 10 Watt		
AP-4	Auflicht	134,00 €	159,46 €
	50.920 Bino-Tubus 45° geneigt, 20x, 12 Volt, 10 Watt Auf- und Durchlicht		
AP-5		148,00 €	176,12 €



AP-7 mit Halogen- oder LED Beleuchtung

	50.925 45° geneigt, drehbar, 10x / 30x, 12 Volt 10 Watt Auf- und Durchlicht	166,00 €	197,54 €
	50.926 45° geneigt, drehbar, 10x / 30x, LED Auf- und Durchlicht	192,00 €	228,48 €



AP-8 mit Halogen- oder LED Beleuchtung

	50.930 45° geneigt, drehbar, 20x / 40x, 12 Volt 10 Watt Auf- und Durchlicht	166,00 €	197,54 €
	50.931 45° geneigt, drehbar, 20x / 40x, LED Auf- und Durchlicht	192,00 €	228,48 €

P-10 und P-20 mit Halogen- oder LED Beleuchtung

	60.100 45° geneigt, drehbar, 10x / 30x, 12 Volt 10 Watt Auf- und Durchlicht	203,00 €	241,57 €
P-10			
	60.200 45° geneigt, drehbar, 20x / 40x, 12 Volt 10 Watt Auf- und Durchlicht	225,00 €	267,75 €
P-20			
	60.110 45° geneigt, drehbar, 10x / 30x, LED Auf- und Durchlicht	203,00 €	241,57 €
P-10			
	60.210 45° geneigt, drehbar, 20x / 40x, LED Auf- und Durchlicht	225,00 €	267,75 €
P-20			



[Weitere Stereomikroskope auf unserer Homepage.](#)