



Preisliste: bScope Mikroskope

bScope Mikroskope gibt es guter Ausstattung mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis für Forschung an weiterführenden Schulen, Universitäten, kleinen Laboren und Tierärzten. Metallurgische Mikroskope, Phasenkontrast- und Fluoreszenzmodelle sind ebenfalls erhältlich.

Nicht alle Varianten der Broschüren sind in der Preisliste wiedergegeben – sprechen Sie uns gern an.

Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

bScope Mikroskope, mit 3 W NeoLED Beleuchtung

BS.1152-EPL	Bino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 4-fach Revolver, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	428,00 €	509,32 €
BS.1153-EPL	Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 4-fach Revolver, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	569,00 €	677,11 €
BS.1152-EPLi	Bino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	647,00 €	769,93 €
BS.1153-EPLi	Trino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan (unendlich korrigierte) Objektive, 5-fach Revolver, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	673,00 €	800,87 €
BS.1152-PLi	Bino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	799,00 €	950,81 €
BS.1153-PLi	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korr.) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	829,00 €	986,51 €

**bScope Phasenkontrast Mikroskope, mit 3 W NeoLED**

BS.1152-EPL	Bino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Phasenkontrast Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 4-fach Revolver, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	542,00 €	644,98 €
BS.1153-EPL	Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Phasenkontrast Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 4-fach Revolver, Objektisch ohne Zahnst., optional Akkus	569,00 €	677,11 €
BS.1152-EPLi	Bino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan Phasenkontrast (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	648,00 €	771,12 €
BS.1153-EPLi	Trino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan Phasenkontrast (unendlich korrigierte) Objektive, 5-fach Revolver, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	675,00 €	803,25 €
BS.1152-PLi	Bino, Okular 10 x 22 mm, Plan Phasenkontrast (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	799,00 €	950,81 €
BS.1153-PLi	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan Phasenkontrast (unendlich korr.) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	828,00 €	985,32 €

**Polarisation und Dunkelfeld optional möglich. Ersatzteile auf Anfrage.**



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

bScope Mikroskope, Materialwissenschaften, 3 W NeoLED

BS.1053-PLMi	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan M-IOS Objektiv, unendlich korrigiert, Vergr. 50x, 100x, 200x, 500x, 4-fach Revolver, kratzfester Objektisch mit Glaseinsatz, 3 W NeoLED Auflicht- und Durchlicht- Köhlerbeleuchtung, rotierende vFilterscheibe mit 4 Filtern, optional: Polarisationsfilter, optional Akkus	1.972,00 €	2.346,68 €
---------------------	--	-------------------	-------------------

BS.1053-PLMi	Bino, mit integrierter 5.1 MP CMOS-USB-2 Kamera, Okular 10 x 22 mm, Plan M-IOS Objektiv, unendlich korrigiert, Vergr. 50x, 100x, 200x, 500x, 4-fach Revolver, kratzfester Objektisch mit Glaseinsatz, 3 W NeoLED Auflicht- und Durchlicht- Köhlerbeleuchtung, rotierende vFilterscheibe mit 4 Filtern, optional: Polarisationsfilter, optional Akkus, Kamera: 7 Bilder/sec. (2592 x 1944 Pixel), 27 Bilder/sec. (1280 x 960 Pixel), ImageFocos Alpha Software für Windows und Mac OS.	2.378,00 €	2.829,82 €
---------------------	---	-------------------	-------------------

**bScope EPI-Fluoreszenz-Mikroskope, mit 4xLED Beleuchtung**

BS.3153-EPLi	Trino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan EPLi unendlich korrigierte Objektiv, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Objektisch, Durchlicht 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung, Auflichtbeleuchtung mit vier farbigen 5 W LEDs.	2.785,00 €	3.314,15 €
---------------------	---	-------------------	-------------------

BS.3153-PLi	unendlich korrigierte Plan PLi Objektiv, sonst wie BS.3153-EPLi	2.978,00 €	3.543,82 €
--------------------	--	-------------------	-------------------

BS.3153-PLFi	unendlich korrigierte Plan Fluarex PLFi Objektiv, sonst wie BS.3153-EPLi (für ultraviolette Anwendungen)	Preis auf Anfrage	
---------------------	---	--------------------------	--

bScope Fluoreszenz-Mikroskope, mit 100 W Hg-Lichtquelle

BS.3153-EPLi/HBO	Trino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan EPLi unendlich korrigierte Objektiv, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Objektisch, Durchlicht 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung, Auflichtbeleuchtung mit 100 W Quecksilberdampfampe.	2.785,00 €	3.314,15 €
-------------------------	---	-------------------	-------------------

BS.3153-PLi/HBO	unendlich korrigierte Plan PLi Objektiv, sonst wie BS.3153-EPLi/HBO	2.978,00 €	3.543,82 €
------------------------	--	-------------------	-------------------

BS.3153-PLFi/HBO	unendlich korrigierte Fluarex PLFi Objektiv, sonst wie BS.3153-EPLi/HBO (für ultraviolette Anwendungen)	Preis auf Anfrage	
-------------------------	--	--------------------------	--



Phasenkontrast, Polarisation und Dunkelfeld optional möglich. Ersatzteile auf Anfrage.