



Preisliste: bScope Mikroskope

bScope Mikroskope gibt es guter Ausstattung mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis für Forschung an weiterführenden Schulen, Universitäten, kleinen Laboren und Tierärzten. Metallurgische Mikroskope, Phasenkontrast- und Fluoreszenzmodelle sind ebenfalls erhältlich.

Nicht alle Varianten der Broschüren sind in der Preisliste wiedergegeben – sprechen Sie uns gern an.

Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

bScope Mikroskope, mit 3 W NeoLED Beleuchtung

BS.1152-EPL	Bino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 4-fach Revolver, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	569,00 €	677,11 €
BS.1153-EPL	Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 4-fach Revolver, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	598,00 €	711,62 €
BS.1152-EPLi	Bino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	679,00 €	808,01 €
BS.1153-EPLi	Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan (unendlich korrigierte) Objektive, 5-fach Revolver, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	705,00 €	838,95 €
BS.1152-PLi	Bino, Okular 10 x 20 mm, Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	839,00 €	998,41 €
BS.1153-PLi	Trino, Okular 10 x 20 mm, Plan (unendlich korr.) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	869,00 €	1.034,11 €

**bScope Phasenkontrast Mikroskope, mit 3 W NeoLED**

BS.1153-EPLPH	Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Phasenkontrast Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 4-fach Revolver, Objektisch ohne Zahnst., optional Akkus	1.099,00 €	1.307,81 €
BS.1153-EPLPHi	Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Phasenkontrast (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	1.218,00 €	1.449,42 €
BS.1153-PLPHi	Trino, Okular 10 x 20 mm, Plan Phasenkontrast (unendlich korrigierte) Objektive, 5-fach Revolver, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange, optional Akkus	1.389,00 €	1.652,91 €

**Polarisation und Dunkelfeld optional möglich. Ersatzteile auf Anfrage.**



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

bScope Mikroskope, Materialwissenschaften, 3 W NeoLED**BS.1053-
PLMi**

Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan M-IOS Objektiv, unendlich korrigiert, Vergr. 50x, 100x, 200x, 500x, 4-fach Revolver, kratzfester Objektisch mit Glaseinsatz, 3 W NeoLED Auflicht- und Durchlicht- Köhlerbeleuchtung, rotierende vFilterscheibe mit 4 Filtern, optional: Polarisationsfilter, optional Akkus

2.082,00 € 2.477,58 €**bScope Fluoreszenz-Mikroskope, mit 100 W Hg-Lichtquelle****BS.3153-
PLFi**

Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan Fluarex unendlich korrigierte Objektiv, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, 5-fach Revolver, Objektisch, Durchlicht 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung, Auflichtbeleuchtung mit 4 LED Beleuchtung (Blau, Grün, Violett und UV)

3.995,00 € 4.754,05 €**Phasenkontrast, Polarisation und Dunkelfeld optional möglich. Ersatzteile auf Anfrage.**