



Preisliste: iScope - ein Meisterwerk der Mikroskopie

iScope Mikroskope gibt es in verschiedenen Konfigurationen für Life und biomedizinische Wissenschaften, Gymnasien und Universitäten und ist auch für routinemäßige medizinische und Forschungs- Anwendungen geeignet. Dunkelfeldvarianten gibt es mit 100x Objektiven. Auch erhältlich sind Polarisationsmikroskope, Fluoreszenzmodelle und Mikroskope für die Materialwissenschaften z.B. im metallurgischen Bereich.

Es gibt so viele Konfigurationen, dass nicht alle Varianten der Broschüren in der Preisliste wiedergegeben sind. Für Preise, die Sie hier nicht finden, können Sie uns gern ansprechen.

Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

iScope Mikroskope, mit 3 W NeoLED Beleuchtung

IS.1152-EPL	Bino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch	970,00 €	1.154,30 €
IS.1153-EPL	Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch	1.003,00 €	1.193,57 €
IS.1152-EPLi	Bino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch ohne Zahnstange	1.092,00 €	1.299,48 €
IS.1153-EPLi	Trino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch ohne Zahnstange	1.129,00 €	1.343,51 €
IS.1153-EPLi/SLC	Trino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Smart Light Control, Objektisch ohne Zahnstange	1.326,00 €	1.577,94 €
IS.1152-PLi	Bino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler LED-Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange	1.187,00 €	1.412,53 €
IS.1152-PLi/SLC	Bino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler LED-Beleuchtung, With Smart Light Control, Objektisch ohne Zahnstange	1.549,00 €	1.843,31 €
IS.1153-PLi	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korr.) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler LED-Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange	1.297,00 €	1.543,43 €
IS.1153-PLi/SLC	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korr.) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Köhler LED-Beleuchtung, Smart Light Control, Objektisch ohne Zahnstange	1.297,00 €	1.543,43 €

**iScope Phasenkontrast Mikroskope, mit 3 W NeoLED**

IS.1153-PLPH	Trino, Okular 10 x 20 mm, Plan – Phasenkontrast, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch, Zernike Phasenkontrast Kondensator mit Dunkelfeldposition	1.787,00 €	2.126,53 €
IS.1153-PLPHi	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korrigierte) Phasenkontrast, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch, Zernike Phasenkontrast Kondensator mit Dunkelfeldposition Köhler Beleuchtung, Objektisch ohne Zahnstange	2.062,00 €	2.453,78 €

iScope 100xDunkelfeld Mikroskope, 3 W NeoLED

IS.1153-EPL/DF	Dunkelfeld Trino, Okular 10 x 20 mm, E-Plan Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektiv 100x mit Irisblende, zusätzlich 5 Watt Dunkelfeld Kondensator, Objektisch 140mm x 160mm	1.830,00 €	2.177,70 €
IS.1153-PLi/DF	Dunkelfeld Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektiv 100x mit Irisblende, Köhler Bel., zusätzlich 5 Watt Dunkelfeld Kond., Objektisch ohne Zahnstange	2.069,00 €	2.462,11 €

**Weitere Konfigurationen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage.****Weitere Modelle mit Fluarex Objektiven**

Stand 31.01.23, Darstellungen nur exemplarisch - Farbe, Form und Marke können abweichen.

Laborfachgeschäft Dipl. Ing. Ing. Dietmar Reinecke, Lauteschlägerstr. 1A, D-64289 Darmstadt, +49 (0) 6151/719339, www.laborfachgeschaeft.de



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

iScope Mikroskope für Polarisierung mit 3 W NeoLED


IS.1052-PLPOLi	Bino, Okular 10 x 22 mm, Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 50x, 100x, 400x, 5x Objektiv ohne Deckglaskorrektur. Köhler LED-Beleuchtung, drehbarer Objektstisch, 1 Okular mit Fadenkreuz und Mikrometereinsatz.	2.699,00 €	3.211,81 €
IS.1053-PLPOLi	Trino, sonst wie IS.1052-PLPOLi	2.819,00 €	3.354,61 €

**iScope Mikroskope für Polarisierung mit 50 W Halogen**

IS.1052-PLPOLRi	Bino, Okular 10 x 20 mm, Plan (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 50X, 100x, 500x, alle Objektive ohne Deckglaskorrektur, Köhler LED-Beleuchtung, und 50 W Halogen Auflicht-Beleuchtung, drehbarer Objektstisch, 1 Okular mit Fadenkreuz und Mikrometereinsatz.	Preis auf Anfrage
IS.1053-PLPOLRi	Trino, sonst wie IS.1052-PLPOLRi	Preis auf Anfrage

**iScope Auflicht Mikr., LED-Epi Beleuchtung, Metallurgie**

IS.1053-PLMi	Trino, Okular 10 x 20 mm, Plan M-IOS (unendlich korrigierte) Objektive, Vergr. 40x, 100x, 500x, Köhler LED-Beleuchtung, 216 x 150 mm Objektstisch mit integrierten 79 x 52 mm Kreuztisch und Glatteinsatz aus Glas und Metall, Koaxialer NeoLED Epi-Auflicht-Beleuchtung. 0-90 ° Polarisationsfilter im Schieber, einfacher Dunkelfeldkontrast, weißen, grünen, blauen und gelben Filtern.	2.516,00 €	2.994,04 €
---------------------	--	-------------------	-------------------

**Ebenfalls erhältlich sind spezielle Mikroskope für die Asbest Analyse.****Weitere Konfigurationen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage.**



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

iScope Fluoreszenz-Mikroskope, 3 W NeoLED und 100 W Hg

IS.3153- PIi/3	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan PLi unendlich korrigierte Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch, Filterrad mit 3 Positionen: inkl. Filter für blaue und grüne Anregung, 100W Quecksilberdampflampe, 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung.	4.285,00 €	5.099,15 €
IS.3153- PIFi/3	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan Fluarex unendlich korrigierte Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch, Filterrad mit 3 Positionen: inkl. Filter für blaue und grüne Anregung, 100W Quecksilberdampflampe, 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung.	5.045,00 €	6.003,55 €
IS.3153- Epli/6	Trino, Okular 10 x 22 mm, E-Plan EPLi unendlich korrigierte Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch, Filterrad mit 6 Positionen: inkl. Filter für blaue und grüne Anregung, 100W Quecksilberdampflampe, 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung.	7.560,00 €	8.996,40 €
IS.3153- PIi/6	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan PLi unendlich korrigierte Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch, Filterrad mit 6 Positionen: inkl. Filter für blaue und grüne Anregung, 100W Quecksilberdampflampe, 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung.	7.820,00 €	9.305,80 €
IS.3153- PIFi/6	Trino, Okular 10 x 22 mm, Plan Fluarex unendlich korrigierte Objektive, Vergrößerung 40x, 100x, 400x, 1000x, Objektisch, Filterrad mit 6 Positionen: inkl. Filter für blaue und grüne Anregung, 100W Quecksilberdampflampe, 3 W NeoLED Köhler Beleuchtung.	8.600,00 €	10.234,00 €

