



Preisliste: Mikroskopkameras von Euromex

Kameras von Euromex gibt es im Einsteigerbereich bis hin zum Profibereich, mit unterschiedlicher Empfindlichkeit, Schnelligkeit und Farbwiedergabequalität. Anschluß über USB-2 oder 3, HDMI, WiFi
Tablets mit integrierter Kamera zum auf das Mikroskop montieren als „standalone“ Lösung.



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

CMEX USB-2 CMOS Kameras

Einsteiger Kameras für Amateure, Bildung und Labors, niedriges Signal-Rauschverhältnis, ADC 10bit, ImageFocus 4 Software.

DC.1300c	1,3 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 1272 x 952 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); 30 fps bei 632 x 472 Pixel	184,00 €	218,96 €
DC.3000c	3,0 MP Kamera 1/2" Sensor, 2048 x 1538 Pixel 10 fps (Bilder/Sekunde); 25 fps bei 1024 x 768 Pixel	273,00 €	324,87 €
DC.5000c	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel 5 fps (Bilder/Sekunde); 25 fps bei 1024 x 768 Pixel	316,00 €	376,04 €



CMEX-Pro USB-3 CMOS Kameras

Kameras mit höherer Geschwindigkeit, guter Farbwiedergabe (ADC 12bit), geringes Signal-Rauschverhältnis, ausgezeichnete Software (ImageFocus Alpha).


DC.3000-Pro	3,1 MP Kamera 1/3" Sensor, 2048 x 1534 Pixel 30 fps (Bilder/Sekunde); 53 fps bei 1024 x 770 Pixel	405,00 €	481,95 €
DC.5000-Pro	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2560 x 1922 Pixel 14 fps (Bilder/Sekunde); 39 fps bei 1280 x 960 Pixel	460,00 €	547,40 €
DC.10000-Pro	10 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 3584 x 2746 Pixel 10 fps (Bilder/Sek.); 25 fps bei 1792 x 1372 Pixel	563,00 €	669,97 €
DC.18000-Pro	18 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 4912 x 3684 Pixel 8 fps (Bilder/Sek.); 20 fps bei 2456 x 1842 Pixel	798,00 €	949,62 €



sCmex Scientific SONY sCMOS Kameras mit USB-3

Sehr schnelle Kameras, perfekte Farbwiedergabefähigkeit (36 bit), geringes Signal-Rauschverhältnis, ausgezeichnete Software (ImageFocus Alpha).

DC.3000s	3,1 MP Kamera 1/2.8" Sensor, 2048 x 1536 Pixel 50 fps (Bilder/Sek.); 58 fps bei 1920 x 1080 Pixel	634,00 €	754,46 €
DC.6000s	3,1 MP Kamera 1/1.8" Sensor, 3072 x 2048 Pixel 30 fps (Bilder/Sek.); 38 fps bei 1536 x 1024 Pixel	768,00 €	913,92 €
DC.20000s	20 MP Kamera 1,0" Sensor, 5440 x 3648 Pixel 15 fps (Bilder/Sek.); 50 fps bei 2736 x 1824 Pixel	768,00 €	913,92 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

HD-Kameras mit HDMI, USB-2 und SD Speicherkarte

Hochempfindliche Kameras, direkt am Beamer oder TV benutzbar, eigene Maus, kann aber auch am Computer angeschlossen werden. Niedriges Signal-Rauschverhältnis, ImageFocus 4 Software.

VC.3031	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); Video 1080 Pixel	581,00 €	691,39 €
VC.3036	6,0 MP Kamera 1/2.8" SONY Sensor, 3264 x 1836 Pixel HDMI 60 fps, USB 30 fps; Video 1080 Pixel	1.179,00 €	1.403,01 €
VC.3034	2,0 MP Autofokus-Kamera 1/1,9" SONY Sensor, 1920 x 1080 Pixel, HDMI 60 fps; USB-2, Video 1080 Px	1.024,00 €	1.218,56 €



Spezielle Kameras, zB. CCD Kameras, gekühlte Kameras, WIFI Kameras auf Anfrage.

EduPad Tablet mit Mikroskopkamera

Tablet 8", mit integrierter Mikroskopkamera, 1920 x 1200 Touchscreen, Windows 10, hohe Dynamik.

EP.1300c	EduPad-1, 1,3 MP 1/2.5" Sensor, 1272 x 952 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	610,00 €	725,90 €
EP.3000c	EduPad-3, 3,2 MP 1/2" Sensor, 2048 x 1536 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	713,00 €	848,47 €
EP.5000c	EduPad-5, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	738,00 €	878,22 €
EP.5000-WiFi	EduPad-WiFi, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 1280 x 720 Pixel 24 bit Farbtiefe, WiFi, ImageFocus Alpha Software	732,00 €	871,08 €



ProPad Tablet mit Mikroskopkamera

Tablet 10,1", mit integrierter Mikroskopkamera, 1280 x 800 Touchscreen, Windows 8,1, kompatibel mit Windows 10, hoher Dynamikbereich, Tastatur mit docking Möglichkeit zum Tablet.

PP.1300c	ProPad-1, 1,3 MP 1/2.5" Sensor, 1272 x 952 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	1.108,00 €	1.318,52 €
PP.3000c	ProPad-3, 3,2 MP 1/2" Sensor, 2048 x 1536 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	1.194,00 €	1.420,86 €
PP.5000c	ProPad-5, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	1.262,00 €	1.501,78 €
PP.5000-WiFi	ProPad-WiFi, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel 24 bit Farbtiefe, WiFi, ImageFocus Alpha Software	1.215,00 €	1.445,85 €

