



Preisliste: Mikroskopkameras von Euromex

Kameras von Euromex gibt es im Einsteigerbereich bis hin zum Profibereich, mit unterschiedlicher Empfindlichkeit, Schnelligkeit und Farbwiedergabequalität. Anschluß über USB-2 oder 3, HDMI, WiFi
Tablets mit integrierter Kamera zum auf das Mikroskop montieren als „standalone“ Lösung.

Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

CMEX USB-2 CMOS KamerasMikroskopkameras für Amateure, Bildung und Labors,
niedriges Signal-Rauschverhältnis

DC.1300c	1,3 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 1272 x 952 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); 30 fps bei 632 x 472 Pixel ImageFocus 4 Software für Windows und Mac OS	169,00 €	201,11 €
DC.2000f	2,0 MP Kamera 1/2.9" Sensor, 1920x1080 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus für Windows	189,00 €	224,91 €
DC.5000f	5,0 MP Kamera 1/2.8" Sensor, 2560x1920 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus für Windows	282,00 €	335,58 €
DC.12000f	12,0 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 4000 x 3000 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); 2592 x 1944 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus für Windows	416,00 €	495,04 €

**CMEX-Pro USB-3 CMOS Kameras**Kameras mit höherer Geschwindigkeit, guter Farbwiedergabe
(ADC 12bit), geringes Signal-Rauschverhältnis, ausgezeichnete
Software (ImageFocus Alpha).

DC.3000-Pro	3,1 MP Kamera 1/3" Sensor, 2048 x 1534 Pixel 30 fps (Bilder/Sekunde); 53 fps bei 1024 x 770 Pixel	346,00 €	411,74 €
DC.5000-Pro	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2560 x 1922 Pixel 14 fps (Bilder/Sekunde); 39 fps bei 1280 x 960 Pixel	396,00 €	471,24 €
DC.10000-Pro	10 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 3584 x 2746 Pixel 10 fps (Bilder/Sek.); 25 fps bei 1792 x 1372 Pixel	429,00 €	510,51 €
DC.18000-Pro	18 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 4912 x 3684 Pixel 8 fps (Bilder/Sek.); 20 fps bei 2456 x 1842 Pixel	615,00 €	731,85 €

**sCmex Scientific SONY sCMOS Kameras mit USB-3**Sehr schnelle Kameras, perfekte Farbwiedergabefähigkeit (36
bit), geringes Signal-Rauschverhältnis, ausgezeichnete Software
(ImageFocus Alpha).

DC.3000s	3,1 MP Kamera 1/2.8" Sensor, 2048 x 1536 Pixel 50 fps (Bilder/Sek.); 58 fps bei 1920 x 1080 Pixel	587,00 €	698,53 €
DC.6000s	6,3 MP Kamera 1/1.8" Sensor, 3072 x 2048 Pixel 30 fps (Bilder/Sek.); 38 fps bei 1536 x 1024 Pixel	705,00 €	838,95 €
DC.20000s	20 MP Kamera 1,0" Sensor, 5440 x 3648 Pixel 15 fps (Bilder/Sek.); 50 fps bei 2736 x 1824 Pixel	1.047,00 €	1.245,93 €
DC.32000s	32 MP Kamera 1,15" Sensor, 5600 x 5600 Pixel 8,1 fps (Bilder/Sek.); 30 fps bei 2800 x 2800 Pixel	1.510,00 €	1.796,90 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

HD-Kameras, HDMI, USB und SD Speicherkarte (Display)

Hochempfindliche Kameras, direkt am Beamer oder TV benutzbar, kann aber auch am Computer angeschlossen werden. Niedriges Signal-Rausch-verhältnis, ImageFocus 4 Software. Windows und MacOS

VC.3023	2,0 MP Kamera 1/2,8" SONY Sensor, 60 fps	298,00 €	354,62 €
VC.3024-HDS	wie VC.3023, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	728,00 €	866,32 €
VC.3031	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); Video 1920 x 1080 Pixel	606,00 €	721,14 €
VC.3031-HDS	wie VC.3031, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	919,00 €	1.093,61 €
VC.3036	6,0 MP Kamera 1/2.8" SONY Sensor, 3264 x 1836 Pixel HDMI 60 fps, USB-2 30 fps; Video 1080 Pixel	1.232,00 €	1.466,08 €
VC.3036-HDS	wie VC.3036, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.545,00 €	1.838,55 €
VC.3034	2,0 MP Autofocus-Kamera 1/1,9" SONY Sensor, 1920 x 1080 Pixel, HDMI 60 fps; USB-2, Video 1080 Px	1.069,00 €	1.272,11 €
VC.3034-HDS	wie VC.3034, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.385,00 €	1.648,15 €
VC.3039	8 MP Kamera 1/2,8", SONY EXMOR Sensor, 3840 x 2160 Pixel HDMI 60 fps, USB-C, 30 fps	989,00 €	1.176,91 €
VC.3039-HDS	wie VC.3039, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.357,00 €	1.614,83 €
VC.3042	8,3 MP Kamera 1/8", 4 K SONY Sensor, 3840 x 2160 Pixel HDMI, USB-2, 30 fps	1.039,00 €	1.236,41 €
VC.3042-HDS	wie VC.3042, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.366,00 €	1.625,54 €



Spezielle Kameras, zB. CCD Kameras, gekühlte Kameras, WIFI Kameras auf Anfrage.

EduPad Tablet (separat nutzbar) mit Mikroskopkamera

dazu:	Tablet 8", mit WebCam (1600 x 1200 px), 1280 x 800 Touchscreen, Windows 10 Home, hohe Dynamik.		
EP.2000f	EduPad-2, 2,1 MP 1/2,9" Sensor, 1920 x 1080 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	745,00 €	886,55 €
EP.5000f	EduPad-5, 5,1 MP 1/2.8" Sensor, 2592 x 1920 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	839,00 €	998,41 €
EP.12000f	EduPad-12, 12,0 MP 1/2.3" Sensor, 4072 x 3176 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	972,00 €	1.156,68 €
EP.5000	EduPad-WiFi, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 1280 x 720 Pixel		
-WiFi-2	24 bit Farbtiefe, WLAN, ImageFocus Alpha Software	899,00 €	1.069,81 €

**ProPad Tablet (separat nutzbar) mit Mikroskopkamera**

dazu:	Tablet 10,1", (separat benutzbar) mit integrierter WebCam (1600 x 1200 px), 1280 x 800 Touchscreen, Windows 10 Home, hoher Dynamikbereich, Tastatur mit magnetischer docking Möglichkeit zum Tablet.		
PP.2000f	EduPad-2 Kamera, 2,1 MP 1/2,9 Sensor, 1920 x 1080 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	1.319,00 €	1.569,61 €
PP.5000f	EduPad-5 Kamera, 5,1 MP 1/2.8" Sensor, 2592 x 1920 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	1.414,00 €	1.682,66 €
PP.12000f	EduPad-12 Kamera, 12,0 MP 1/2.3" Sensor, 4000 x 3000 Pixel 24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus 4 Software	1.548,00 €	1.842,12 €
PP.5000	EduPad-WiFi, 5,0 MP Kamera, 1/2.5" Sensor, 1280 x 720 Pixel (life)		
-WiFi-2	24 bit Farbtiefe, WLAN, ImageFocus Alpha Software	1.478,00 €	1.758,82 €

