



Preisliste: Mikroskopkameras von Euromex

Kameras von Euromex gibt es im Einsteigerbereich bis hin zum Profibereich, mit unterschiedlicher Empfindlichkeit, Schnelligkeit und Farbwiedergabequalität. Anschluß über USB-2 oder 3, HDMI, WiFi
Tablets mit integrierter Kamera zum auf das Mikroskop montieren als „standalone“ Lösung.

Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

CMEX USB-2 CMOS KamerasMikroskopkameras für Amateure, Bildung und Labors,
niedriges Signal-Rauschverhältnis

DC.1300c	1,3 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 1272 x 952 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); 30 fps bei 632 x 472 Pixel ImageFocus 4 Software für Windows und Mac OS	185,00 €	220,15 €
DC.2000f	2,0 MP Kamera 1/2.9" Sensor, 1920x1080 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus (Win und Mac OS)	210,00 €	249,90 €
DC.5000f	5,0 MP Kamera 1/2.8" Sensor, 2560x1920 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus (Win und Mac OS)	310,00 €	368,90 €
DC.12000f	12,0 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 4000 x 3000 Pixel 15 fps (Bilder/Sekunde); 2592 x 1944 Pixel 30 fps; Software: ImageFocus Plus (Windows und Mac OS)	452,00 €	537,88 €

**CMEX-Pro USB-3 CMOS Kameras**Kameras mit höherer Geschwindigkeit, guter Farbwiedergabe
(ADC 12bit), geringes Signal-Rauschverhältnis, ausgezeichnete
Software ImageFocus Alpha (Win und Mac OS).

DC.3000-Pro	3,1 MP Kamera 1/3" Sensor, 2048 x 1534 Pixel 30 fps (Bilder/Sekunde); 53 fps bei 1024 x 770 Pixel	380,00 €	452,20 €
DC.5000-Pro	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2560 x 1922 Pixel 14 fps (Bilder/Sekunde); 39 fps bei 1280 x 960 Pixel	430,00 €	511,70 €
DC.10000-Pro	10 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 3584 x 2746 Pixel 10 fps (Bilder/Sek.); 25 fps bei 1792 x 1372 Pixel	465,00 €	553,35 €
DC.18000-Pro	18 MP Kamera 1/2.3" Sensor, 4912 x 3684 Pixel 8 fps (Bilder/Sek.); 20 fps bei 2456 x 1842 Pixel	670,00 €	797,30 €

**sCmex Scientific SONY sCMOS Kameras mit USB-3**Sehr schnelle Kameras, perfekte Farbwiedergabefähigkeit (36 bit),
geringes Signal-Rauschverhältnis, ausgezeichneter Software
ImageFocus Alpha (Win und Mac OS).

DC.3000s	3,1 MP Kamera 1/2.8" Sensor, 2048 x 1536 Pixel 50 fps (Bilder/Sek.); 58 fps bei 1920 x 1080 Pixel	640,00 €	761,60 €
DC.6000s	6,3 MP Kamera 1/1.8" Sensor, 3072 x 2048 Pixel 30 fps (Bilder/Sek.); 38 fps bei 1536 x 1024 Pixel	765,00 €	910,35 €
DC.20000s	20 MP Kamera 1,0" Sensor, 5440 x 3648 Pixel 15 fps (Bilder/Sek.); 50 fps bei 2736 x 1824 Pixel	1.141,00 €	1.357,79 €
DC.32000s	32 MP Kamera 1,15" Sensor, 5600 x 5600 Pixel 8,1 fps (Bilder/Sek.); 30 fps bei 2800 x 2800 Pixel	1.650,00 €	1.963,50 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

HD-Kameras, HDMI, USB und SD Speicherkarte (Display)

Hochempfindliche Kameras, direkt am Beamer oder TV benutzbar, kann auch am Computer angeschlossen werden (außer 3023 und 3024). Niedriges Signal-Rausch-Verhältnis, ImageFocus Software (unterschiedlich je nach Modell)

VC.3023	2,0 MP Kamera 1/2,8" SONY Sensor, 60 fps, keine SW	328,00 €	390,32 €
VC.3024-HDS	wie VC.3023, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm, keine SW	795,00 €	946,05 €
VC.3031	5,0 MP Kamera 1/2.5" Sensor, 2592 x 1944 Pixel		
	15 fps (Bilder/Sekunde); Video 1920 x 1080 Pixel	660,00 €	785,40 €
VC.3031-HDS	wie VC.3031, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.008,00 €	1.199,52 €
VC.3036	6,0 MP Kamera 1/2.8" SONY Sensor, 3264 x 1836 Pixel		
	HDMI 60 fps, USB-2 30 fps; Video 1080 Pixel	1.345,00 €	1.600,55 €
VC.3036-HDS	wie VC.3036, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.680,00 €	1.999,20 €
VC.3034	2,0 MP Autofocus-Kamera 1/1,9" SONY Sensor,		
	1920 x 1080 Pixel, HDMI 60 fps; USB-2, Video 1080 Px	1.169,00 €	1.391,11 €
VC.3034-HDS	wie VC.3034, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.504,00 €	1.789,76 €
VC.3039	8 MP Kamera 1/2,8", SONY EXMOR Sensor, 3840 x 2160 Pixel		
	HDMI 60 fps, USB-C, 30 fps	1.078,00 €	1.282,82 €
VC.3039-HDS	wie VC.3039, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.478,00 €	1.758,82 €
VC.3042	8,3 MP Kamera 1/8", 4 K SONY Sensor, 3840 x 2160 Pixel		
	HDMI, USB-2, 30 fps	1.039,00 €	1.236,41 €
VC.3042-HDS	wie VC.3042, zusätzlich 11,6" HD Bildschirm	1.478,00 €	1.758,82 €



Spezielle Kameras, zB. CCD Kameras, gekühlte Kameras, WIFI Kameras auf Anfrage.

EduPad Tablet 8 inch (separat nutzbar) mit Mikroskopkamera

dazu:	Tablet 8", mit WebCam (1600 x 1200 px), 1280 x 800 Touchscreen, Windows 10 Home, hohe Dynamik.		
EP.2000f	EduPad-2, 2,1 MP 1/2,9" Sensor, 1920 x 1080 Pixel		
	24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	810,00 €	963,90 €
EP.5000f	EduPad-5, 5,1 MP 1/2.8" Sensor, 2592 x 1920 Pixel		
	24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	910,00 €	1.082,90 €
EP.12000f	EduPad-12, 12,0 MP 1/2.3" Sensor, 4072 x 3176 Pixel		
	24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	1.050,00 €	1.249,50 €
EP.5000	EduPad-WiFi, 5,0 MP 1/2.5" Sensor, 1280 x 720 Pixel		
-WiFi-3	24 bit Farbtiefe, WLAN, ImageFocus Alpha Software	980,00 €	1.166,20 €

**ProPad Tablet 10 inch (separat nutzbar) mit Mikroskopkamera**

dazu:	Tablet 10,1", (separat benutzbar) mit integrierter WebCam (1600 x 1200 px), 1280 x 800 Touchscreen, Windows 10 Home, hoher Dynamikbereich, Tastatur mit magnetischer docking Möglichkeit zum Tablet.		
PP.2000f	EduPad-2 Kamera, 2,1 MP 1/2,9 Sensor, 1920 x 1080 Pixel		
	24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	1.440,00 €	1.713,60 €
PP.5000f	EduPad-5 Kamera, 5,1 MP 1/2.8" Sensor, 2592 x 1920 Pixel		
	24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	1.530,00 €	1.820,70 €
PP.12000f	EduPad-12 Kamera, 12,0 MP 1/2.3" Sensor, 4000 x 3000 Pixel		
	24 bit Farbtiefe, USB-2, ImageFocus Plus Software	1.670,00 €	1.987,30 €
PP.5000	EduPad-WiFi, 5,0 MP Kamera, 1/2.5" Sensor, 1280 x 720 Pixel (life)		
-WiFi-3	24 bit Farbtiefe, WLAN, ImageFocus Alpha Software	1.610,00 €	1.915,90 €

