



Preisliste: Laborgeräte

Magnetrührer, Heizplatten, Heiz- Magnetrührer, Heizmäntel (Heizpilze),
Überkopfrührer, Vakuumpumpen, Vakuum KPG-Rührverschlüsse, Rührer


Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Magnetrührgeräte

STIS-BS1-001 Drehzahlbereich zwischen 300 und 1800 min ⁻¹ . Rührmenge: 1 L, Arbeitsoberfläche: Ø 100 mm, Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 138 x 130 x 41 mm, Schutzart IP21	41,85 €	49,80 €
STIS-00B-001 Drehzahlbereich zwischen 300 und 2000 min ⁻¹ . Rührmenge: 1,5 L, Arbeitsoberfläche: Ø 120 mm, PET-Oberfläche, Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 145 x 150 x 50 mm, Schutzart IP21	73,50 €	87,50 €
STIS-003-001 Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 min ⁻¹ . Rührmenge: 3 L, Arbeitsoberfläche: Ø 135 mm, ABS-Oberfläche (feuerfest), beständig gegen schwache Basen u. Säuren, Außenmaße (L x B x H): 260 x 150 x 80 mm, Schutzart IP42	120,15 €	143,00 €
STIS-003-001 Drehzahlbereich zwischen 200 und 1500 min ⁻¹ . Rührmenge: 3 L, LED Display, Arbeitsoberfläche: Ø 135 mm, ABS- Oberfläche (feuerfest), beständig gegen schwache Basen u. Säuren, Außenmaße (L x B x H): 260x 150 x 80 mm, Schutzart IP42	157,42 €	187,30 €
DH.WMS03122 MS-20A Magnetrührer analog, keramiküberzogene Arbeitsplatte 180 x 180 mm, Drehzahlbereich 0 - 1500 U/min., max. 20 Liter	285,00 €	339,20 €
DH.WMS03022 MS-20D Magnetrührer digital, keramiküberzogene Arbeitsplatte 180 x 180 mm, Drehzahlbereich: 80 - 1500 U/min., max. 20 Liter, mit digitalem Controller, Timer 99 hr. / 59 min.	336,41 €	400,30 €
DH.WMS04022 MS-500D Magnetrührer digital, Vollkeramikpl. 200 x 200 mm, digitaler Controller, Timer: 99 hr./ 59 min., Drehzahlbereich: 80 - 1500 U/Min., max. 20 L	449,23 €	534,60 €

**Heizplatten**

DH.WHP03120 HP-20A Heizplatte analog, keramiküberzogene Heizplatte 180 x 180 mm, Temperaturbereich: max. 380 °C, Leistung: 600 W,	237,81 €	283,00 €
DH.WHP03121 HP-30A Heizplatte analog, keramiküberzogene Heizplatte 260 x 260 mm, Temperaturbereich: max. 380°C, Leistung: 1200 W,	428,57 €	510,00 €
DH.WHP03020 HP-20D Heizplatte digital, keramiküberzogene Heizplatte 180 x 180 mm, Temperaturbereich: max. 380 °C, Leistung: 600 W, mit digitalem Controller, Timer: 99 hr. / 59 min.	319,47 €	380,20 €
DH.WHP03022 HP-30D Heizplatte digital, keramiküberzogene Heizplatte 260 x 260 mm, Temperaturbereich: max. 380 °C, Leistung: 1000 W, mit digitalem Controller, Timer 99 hr. / 59 min.	503,46 €	599,10 €
DH.WHP05020 HP-500D Heizplatte digital, Vollkeramikpl. 200 x 200 mm, digitaler Controller, Timer: 99 hr./ 59 min., Temp. Bereich max. 500°C, Heizleistung: 850 W	570,02 €	678,30 €

**Heizplatten mit externem Temperaturfühler**

DH.WHP03021 HP-20D-Set Heizplatte digital (siehe oben) mit: - Temperaturfühler SS200, PT100 - Haltestab RD200, Edelstahl 450 x 12 mm - Klammer und Halterung CL220 f. Messfühler	400,25 €	476,30 €
DH.WHP03023 HP-30D-Set Heizplatte digital (siehe oben) mit: - Temperaturfühler SS200, PT100 - Haltestab RD200, Edelstahl 450 x 12 mm - Klammer und Halterung CL220 f. Messfühler	571,06 €	679,60 €
DH.WHP04020 HP-500D-Set Heizplatte (siehe oben) mit: - Temperaturfühler SS500, PT100, - Haltestab RD200, Edelstahl 450 x 12 mm, - Klammer und Halterung CL200, für Messfühler	666,11 €	792,70 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Magnetrührgeräte mit Heizung

STIH-B02-001 Magnetrührer mit Heizung, analog, Keramikplatte Ø 135 mm, Temp.Bereich bis 260°C, Drehzahl: 200-1500 U/min., Rührmenge: 2 Liter, Heizleistung: 200 W	150,20 €	178,70 €
DH.WMH03120 MSH-20A Magnetrührer mit Heizung, analog, Keramikpl. 180 x 180 mm, Temp.Bereich bis 380°C, Drehzahl: 80-1500 U/min., Rührmenge: 20 Liter, Heizleistung: 600 W	308,96 €	367,70 €
DH.WMH03121 MSH-30A Magnetrührer mit Heizung, analog, Keramikpl. 260 x 260 mm, Temp.Bereich bis 380°C, Drehzahl: 0 - 1500 U/min., Rührmenge: 20 Liter, Heizbereich: 1200 W	501,48 €	596,80 €
DH.WMH03020 MSH-20D Magnetrührer mit Heizung digital, mit digitalem Controller, Timer: 99 hr./ 59 min., Keramikplatte 180 x 180 mm, Temp. Bereich bis 380°C, Drehzahlbereich: 80 - 1500 U/Min., Rührmenge: 20 L., Heizleistung: 600 W	376,85 €	448,50 €
DH.WMH03022 MSH-30D Magnetrührer mit Heizung, digital, mit digitalem Controller, Timer: 99 hr./ 59 min., Keramikplatte 260 x 260 mm, Temp. Bereich bis 380°C, Drehzahlbereich: 80 - 1500 U/Min., Rührmenge: 20 L., Heizleistung: 1200 W	571,93 €	680,60 €
DH.WMS04022 MSH-500D Magnetrührer mit Heizung, digital, Vollkeramikplatte 200 x 200 mm, digitaler Controller, Timer: 99 hr./ 59 min., Temp. Bereich max. 500°C, Drehzahlbereich: 80 - 1500 U/Min., Rührmenge: 20 L., Gewicht: 3,3 kg, Heizleistung: 850 W	449,23 €	534,60 €

**Magnetrührer mit Heizung u. extern. Temperaturfühler**

DH.WMH03021 MSH-20D-Set Magnetrührer mit Heizung (siehe oben) mit: - Temperaturfühler SS200, PT100 - Haltestab RD200, Edelstahl 450 x 12 mm - Klammer und Halterung CL220 für Messfühler	451,93 €	537,80 €
DH.WMH03023 MSH-30D-Set Magnetrührer mit Heizung, (siehe oben) mit: - Temperaturfühler SS200, PT100 - Haltestab RD200, Edelstahl 450 x 12 mm - Klammer und Halterung CL220 für Messfühler	640,40 €	762,10 €
DH.WMH04020 MSH-500D-Set Magnetrührer mit Heizung, (siehe oben) mit: - Temperaturfühler SS500, PT100, - Haltestab RD200, Edelstahl 450 x 12 mm, - Klammer und Halterung CL200, für Messfühler	675,68 €	804,10 €

**Externe Temperaturfühler und Zubehör**

DH.WHP503060 Edelstahl 4 mm D., 250 mm Länge, SS500 für MSH-500/500D, HP-500/500D, HP-20D, HP-30D, MSH-20D, MSH-30D, SMHS-3, SMHS-6	74,34 €	88,50 €
DH.WHP503061 PTFE-beschich., 4mm D., 250mm L., SS510, zu den Geräten: wie Messfühler zuvor.	88,61 €	105,40 €
DH.WHP503011 Edelstahl Stativstab o. Gewinde, 12,7 D., 390mm L, für HP-30A/30D, MSH-30A/30D,	15,85 €	18,90 €
DH.WHP503036 Edelstahl Stativstab mit Gewinde, 12 D., 450mm L. Für HP-20D, MSH-20D und SMHS	32,57 €	38,80 €
DH.WHP503012 Halterung und Klemme CL220 für Messfühler	44,40 €	52,80 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Heizhauben f. Rundkolben, mit Stativstab und Halterung

HEAM-101-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 100 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 100 W	102,50 €	122,00 €
HEAM-251-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 250 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 150 W	108,57 €	129,20 €
HEAM-501-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 500 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 250 W	125,63 €	149,50 €
HEAM-1K1-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 1000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 350 W	136,97 €	163,00 €
HEAM-2K1-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 2000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 450 W	163,28 €	194,30 €



Jetzt Gehäuse weiß

Heizhauben f. Rundkolben

DH.WHM12011 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 100 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 80 W,	132,04 €	157,10 €
DH.WHM12012 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 250 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 140 W	137,88 €	164,10 €
DH.WHM12013 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 500 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 240 W	164,98 €	196,30 €
DH.WHM12014 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 1000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 350 W	171,26 €	203,80 €
DH.WHM12015 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 2000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 450 W	211,18 €	251,30 €
DH.WHM12016 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 3000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 550 W	231,16 €	275,10 €
DH.WHM12017 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 5000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 800 W	302,08 €	359,50 €
DH.WHM12018 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 6000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 800 W	310,86 €	369,90 €
DH.WHM12019 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 10000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leist. 1400 W	555,21 €	660,70 €

**Digitale Heizhaube f. Rundkolben mit Pt 100**

HMAD-100-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 100 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 100 W	155,04 €	184,50 €
HMAD-250-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 250 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 150 W	167,31 €	199,10 €
HMAD-500-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 500 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 250 W	174,28 €	207,40 €
HMAD-1K0-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 1000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 350 W	198,82 €	236,60 €
HMAD-2K0-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 2000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 450 W	221,17 €	263,20 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Heizhauben f. Rundkolben, mit Rührer, mit Stativstab usw.

HEAM-101-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 100 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 100 W	201,84 €	240,20 €
HEAM-251-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 250 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 150 W	220,17 €	262,00 €
HEAM-501-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 500 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 250 W	246,55 €	293,40 €
HEAM-1K1-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 1000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 350 W	277,90 €	330,70 €
HEAM-2K1-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 2000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 450 W	320,92 €	381,90 €



Jetzt Gehäuse weiß

Heizhauben f. Rundkolben, mit Rührer

DH.WHM12031 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 100 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 80 W,	371,06 €	441,60 €
DH.WHM12032 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 250 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 140 W,	371,06 €	441,60 €
DH.WHM12033 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 500 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 240 W,	395,66 €	470,80 €
DH.WHM12034 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 1000 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 350 W,	403,23 €	479,80 €
DH.WHM12035 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 2000 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 450 W,	435,57 €	518,30 €
DH.WHM12036 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 3000 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 550 W,	447,24 €	532,20 €
DH.WHM12037 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 5000 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 800 W,	536,71 €	638,70 €
DH.WHM12038 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 6000 ml, mit Magnetrührer: 50 - 750 rpm und eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 800 W,	475,17 €	565,50 €

**Digitale Heizhauben f. Rundkolben, mit Rührer, mit Pt 100**

HMSD-100-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 100 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 100 W,	235,71 €	280,50 €
HMSD-250-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 250 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 150 W,	251,85 €	299,70 €
HMSD-500-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 500 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 250 W,	286,72 €	341,20 €
HMSD-1K0-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 1000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 350 W,	317,73 €	378,10 €
HMSD-2K0-001 Gehäuseheizhaube für Rundkolben 2000 ml, mit eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 450 W,	353,44 €	420,60 €






zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Heizmäntel / Heizhauben für externe Steuerung 450°C

DH.WHM12050 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 50 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 80 W,	97,83 €	116,40 €
DH.WHM12051 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 100 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 80 W,	97,83 €	116,40 €
DH.WHM12052 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 250 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 140 W,	106,54 €	126,80 €
DH.WHM12053 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 500 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 240 W,	124,02 €	147,60 €
DH.WHM12054 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 1000 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 350 W,	137,14 €	163,20 €
DH.WHM12055 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 2000 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 450 W,	148,30 €	176,50 €
DH.WHM12056 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 3000 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 550 W,	187,34 €	222,90 €
DH.WHM12057 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 5000 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 800 W,	220,95 €	262,90 €
DH.WHM12058 WHM Gehäuseheizhaube für Rundkolben 6000 ml, ohne eingebauten Leistungssteller, Temp.bereich 450°C, Leistung 800 W,	250,08 €	297,60 €

**Heizmäntel / Heizhauben für externe Steuerung 650°C**

DH.WHM12091 für Rundkolb. 100ml wie oben, Leistung 120 W	165,12 €	196,50 €
DH.WHM12092 für Rundkolb. 250ml wie oben, Leistung 200 W	182,61 €	217,30 €
DH.WHM12093 für Rundkolb. 500ml wie oben, Leistung 350 W	199,93 €	237,90 €
DH.WHM12094 für Rundkolb. 1000ml wie oben, Leistung 450 W	268,40 €	319,40 €
DH.WHM12095 für Rundkolb. 2000ml wie oben, Leistung 600 W	371,68 €	442,30 €
DH.WHM12096 für Rundkolb. 3000ml wie oben, Leistung 700 W	358,28 €	426,40 €
DH.WHM12097 für Rundkolb. 5000ml wie oben, Leistung 1200 W	442,50 €	526,60 €
DH.WHM12098 für Rundkolb. 6000ml wie oben, Leistung 1200 W	493,39 €	587,10 €
DH.WHM12073 für Rundkolb. 10000ml wie oben, Leistung 1800 W, Magnetrühren nicht möglich!	435,67 €	518,40 €
DH.WHM12074 für Rundkolb. 20000ml wie oben, Leistung 2000 W, Magnetrühren nicht möglich!	848,67 €	1.009,90 €

**Externe Steuerung für Heizmäntel / Heizhauben**

DH.WHM13500 WHM-C10A Laborregler für Heizhauben, analog, Schaltleistung bis 1,2 kW, Gehäuse 160 x 128 x 145 mm, 230 V	151,97 €	180,80 €
DH.WHM12500 WHM-C10D Laborregler für Heizhauben, digitales Display, Schaltleistung bis 2 kW, Gehäuse 206 x 307 x 99 mm, 230 V	294,89 €	350,90 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Rocker Vakuumkolbenpumpen, ölfrei, wartungsfrei

00829 167300-22 **Rocker 300**, max. Vakuum bis 106 mBar (680mmHg), Flussrate 20 l/min, Prote™ Filter, therm. Sicherheitsabschaltung, 1/8 HP, Anschluss 5/16 inch (8mm), Feuchtigkeitsfalle, Überlaufschutz

404,46 € **481,30 €**

00829 189300-22 Die Rocker 300 auch mit PTFE Beschichtung.

664,96 € **791,30 €**

00829 167400-22 **Rocker 400**, max. Vakuum bis 106 mBar (680mmHg), Flussrate 34 l/min, Prote™ Filter, therm. Sicherheitsabschaltung, 1/6 HP, Anschluss 5/16 inch (8mm), Feuchtigkeitsfalle, Überlaufschutz

551,84 € **656,70 €**

00829 167410-22 **Rocker 410**, max. Vakuum bis 33 mBar (735mmHg), Flussrate 20 l/min, Prote™ Filter, therm. Sicherheitsabschaltung, 1/6 HP, Anschluss 5/16 inch (8mm), Feuchtigkeitsfalle, Überlaufschutz

551,84 € **656,70 €****Chemker Vakuumpumpen höchste chem. Beständ. (PTFE)**

chemikalienbeständige Pumpe, wartungsfrei, ruhiger Betrieb und wenig Vibration, direkt angetriebener Motor, thermische Sicherheitsabschaltung

00829 169300-22 **Chemker 300**, max. Vakuum bis 120 mBar (670mmHg), Flussrate 18 l/min, 1/8 HP, Anschl. 5/16 inch (8mm)

1.155,11 € **1.374,60 €**

00829 169400-22 **Chemker 400**, max. Vakuum bis 120 mBar (670mmHg), Flussrate 33 l/min, 1/6 HP, Anschl. 5/16 inch (8mm)

1.741,23 € **2.072,10 €**

00829 169410-22 **Chemker 410**, max. Vakuum bis 13 mBar (750mmHg), Flussrate 18 l/min, 1/6 HP, Anschl. 5/16 inch (8mm)

1.741,23 € **2.072,10 €**

00829 169411-22 **Chemker 411**, max. Vakuum bis 13 mBar (750mmHg), Flussrate 18 l/min, **mit Glas-Dampffalle und Vakuumregulator**, 1/6 HP, Anschl. 5/16 inch (8mm)

1.998,30 € **2.378,00 €**



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Rührwerk – Überkopfrührer – Hochgeschwindigkeit

DH.WOS01210 Rührwerk, Typ HS-50A, analog, Rührmenge: max. 10 L, max. 5.000 mPas, Drehzahlbereich: 200 – 3000 U/min.	391,48 €	465,90 €
DH.WOS01211 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	559,04 €	665,30 €
DH.WOS01215 Rührwerk, Typ HS-120A, analog, Rührmenge: max. 20 L, max. 5.000 mPas, Drehzahlbereich: max. 200 – 3000 U/min.	433,08 €	515,40 €
DH.WOS01216 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	569,18 €	677,30 €
DH.WOS01015 Rührwerk, Typ HS-30D, digital, Rührmenge: max. 10L, max. 10.000 mPas, Drehzahlber.: 200 – 3000 U/min.	527,14 €	627,30 €
DH.WOS01016 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	674,45 €	802,60 €
DH.WOS01025 Rührwerk, Typ HS-100D, digital, Rührmenge: max. 20L, max. 50.000 mPas, Drehzahlber.: 200 – 3000 U/min.	568,21 €	676,20 €
DH.WOS01026 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	737,79 €	878,00 €

**Rührwerk – Überkopfrührer – Drehmomentstark**

DH.WOS01251 Rührwerk, Typ HT-50AX, analog, Rührmenge: max. 40L, max. 60.000 mPas, Drehzahlber.: 0 - 1000 U/min.	461,42 €	549,10 €
DH.WOS01252 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	657,56 €	782,50 €
DH.WOS01271 Rührwerk, Typ HT-120AX, analog, Rührmenge: max. 60L, max. 90.000 mPas, Drehzahlber.: 0 – 1000 U/min.	588,75 €	700,60 €
DH.WOS01272 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	730,38 €	869,20 €
DH.WOS01051 Rührwerk, Typ HT-50DX, digital, Rührmenge: max. 40L, max. 100.000 mPas, Drehzahlber.: 50 - 1000 U/min.	663,32 €	789,40 €
DH.WOS01052 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	834,03 €	992,50 €
DH.WOS01071 Rührwerk, Typ HT-120DX, digital, Rührmenge: max. 60L, max. 150.000 mPas, Drehzahlber.: 50 – 1000 U/min.	730,05 €	868,80 €
DH.WOS01072 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	975,47 €	1.160,80 €



Weitere Modelle mit externer Steuerung auf der nächsten Seite.



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Rührwerk – Überkopfrührer mit externer Steuerung

DH.WOS01035 Rührwerk, Typ HS-30T, digital über externen Controller, Rührmenge: max. 10 L, max. 5.000 mPas, Drehzahlbereich: 200 – 3000 U/min. (inkl. Controller)	649,53 €	772,90 €
DH.WOS01036 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	795,80 €	947,00 €
DH.WOS01045 Rührwerk, Typ HS-100T, digital über externen Controller, Rührmenge: max. 20 L, max. 10.000 mPas, Drehzahlbereich: 200 – 3000 U/min.	679,90 €	809,10 €
DH.WOS01046 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	848,21 €	1.009,40 €
DH.WOS01065 Rührwerk, Typ HT-50T, digital über externen Controller, Rührmenge: max. 40 L, max. 60.000 mPas, Drehzahlbereich: 50 – 1000 U/min.	776,95 €	924,60 €
DH.WOS01066 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	946,78 €	1.126,70 €
DH.WOS01075 Rührwerk, Typ HT-120T, digital über externen Controller, Rührmenge: max. 60 L, max. 90.000 mPas, Drehzahlbereich: 50 – 1000 U/min.	844,97 €	1.005,50 €
DH.WOS01076 Set mit Rührwerk wie oben, zusätzlich mit Rührer, Stativ und Klammern	1.089,77 €	1.296,80 €

**KPG Rührer/Rührverschlüsse, gasdicht f. Rundkolben**

KPG Rührverschlüsse sind gasdicht (vakuumdicht) und sind für verschiedene Rundkolben geeignet.

Erhältlich sind Glaswellen in Glashülsen mit verschieden großen Teflonpaddeln, die durch den Normschliff des Kolbens passen. Für spezielle Anwendungen sind Teflonhülsen mit Paddeln erhältlich.

Preis u. Modell auf Anfrage



Weitere Propellerrührer in Edelstahl und Teflon: Preise auf Anfrage
Kupplungen und spezielles Stativmaterial: Preise auf Anfrage



Basismodell aus Gummi
 Edelstahl
 PTFE / Polyamid



Propeller-Ausführung
 3 Flügel



Propeller-Ausführung
 4 Flügel



Zentrifugal-Ausführung
 PTFE-beschichtet
 2 Flügel



ST200

KA1177