



Preisliste: Liquid Handling

Mikroliterpipetten mit festem und variablen Volumen, Einsteigermodelle,
Pipettenspitzen, Dosiergeräte, Dispenser, Zubehör

Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Mikroliterpipetten, WITOPET-mini, fixes Volumen

5 405 005	Witopet mini, 5 µl, Fix-Volumen Pipette	21,69 €	25,81 €
5 405 010	Witopet mini, 10µl, Fix-Volumen Pipette	21,69 €	25,81 €
5 405 020	Witopet mini, 20 µl, Fix-Volumen Pipette	21,69 €	25,81 €
5 405 025	Witopet mini, 25 µl, Fix-Volumen Pipette	21,69 €	25,81 €
5 405 050	Witopet mini, 50 µl, Fix-Volumen Pipette	21,69 €	25,81 €
5 405 090	Witopet mini, 100 µl, Fix-Volumen Pipette	21,69 €	25,81 €



Mikroliterpipetten, economy, fixes Vol., Spitzenabwurf

5 401 005	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 5 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 010	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 10 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 020	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 20 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 025	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 25 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 050	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 50 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 100	Mikroliterpipette Witopet, Fix 100µl	95,81 €	114,01 €
5 401 200	Mikroliterpipette Witopet, Fix 200 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 250	Mikroliterpipette Witopet, Fix 250 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 500	Mikroliterpipette Witopet, Fix 500 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 910	Mikroliterpipette Witopet, Fix 1000 µl	95,81 €	114,01 €
5 401 950	Mikroliterpipette Witopet, Fix 5000 µl	95,81 €	114,01 €



Mikroliterpipetten, economy, variabl. Vol., Spitzenabwurf

Komplett autoklavierbar, 20 Min. bei 121°C (DIN EN ISO 285)

5 402 002 D A	Witopet economy variable 0,1-2,5µl	68,66 €	81,71 €
5 402 010 D A	Witopet economy variable 0,5-10µl	68,66 €	81,71 €
5 402 020 D A	Witopet economy variable 2-20µl	68,66 €	81,71 €
5 402 100 D A	Witopet economy variable 10-100µl	68,66 €	81,71 €
5 402 200 D A	Witopet economy variable 20-200µl	68,66 €	81,71 €
5 402 901 D A	Witopet economy variable 100-1000µl	68,66 €	81,71 €
5 402 950 D A	Witopet economy variable 1000-5000µl	68,66 €	81,71 €



Mikroliterpipetten, professional, variabl. Vol., Spitzenabw.

5 402 002	Witopet professional, variabel 0,2-2µl	206,49 €	245,72 €
5 402 010	Witopet professional, variabel 0,5-10µl	206,49 €	245,72 €
5 402 020	Witopet professional, variabel 2-20µl	183,84 €	218,77 €
5 402 100	Witopet professional, variabel 10-100µl	183,84 €	218,77 €
5 402 200	Witopet professional, variabel 20-200µl	183,84 €	218,77 €
5 402 901	Witopet professional, variabel 100-1000µl	183,84 €	218,77 €
5 402 950	Witopet professional, variabel 1000-5000µl	234,77 €	279,38 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Witopet Mikroliterpipetten, premium, variables Volumen

besonders hohe Genauigkeit

5 402 002 P	Witopet premium 0,2-2µl, variabel	214,75 €	255,55 €
5 402 010 P	Witopet premium 1-10µl, variabel	209,99 €	249,89 €
5 402 020 P	Witopet premium 2-20µl, variabel	209,99 €	249,89 €
5 402 100 P	Witopet premium 10-100µl, variabel	209,99 €	249,89 €
5 402 200 P	Witopet premium 20-200µl, variabel	209,99 €	249,89 €
5 402 901 P	Witopet premium 100-1000µl, variabel	209,99 €	249,89 €
5 402 950 P	Witopet premium 500-5000µl, variabel, variabel ohne Spitzenabwerfer	209,99 €	249,89 €
5 402 910 P	Witopet premium 1-10ml, variabel, variabel ohne Spitzenabwerfer	224,28 €	266,89 €



Mehrkanalpipetten und elektrische Pipetten auf Anfrage

Witopet Pipettenspitzen, in der Plastiktüte

einige Beispiele:

WITOPET Pipettenspitzen, in der Plastiktüte

Geeignet für: WITOPET®, Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Socorex®, Finnpipette®

5 408 005	Pipettenspitzen, PP, 0,5-10 µl, Farbe neutral, konformitätsbescheinigt passend für Gilson Micro, Pipetman P2, P1, 1VE = 1000 Stück	1 VE	53,52 €	63,69 €
5 408 010	Pipettenspitzen, PP, 0,5 - 10 µl, neutral, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.	1 VE	9,36 €	11,14 €
5 408 200	Pipettenspitzen, PP, 2-200 µl, gelb, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.	1 VE	5,52 €	6,57 €
5 408 202	Pipettenspitzen, PP, 5-200 µl, gelb, konformitätsbesch., pass. für Gilson, 1000 Stck.	1 VE	6,63 €	7,89 €
5 410 000	Einwegspitzen, PP, blau, 100 - 1000 µl, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.	1 VE	8,40 €	10,00 €
5 410 001	Einwegspitzen, blau, PP, für 100-1000 µl, konformitätsbescheinigt, passend zur Rack Nr. 5 409 210 1VE = 1000 Stück	1 VE	8,40 €	10,00 €
5 412 100	Pipettenspitze, PP, 1000-5000 µl, für Gilson, neutral, KB, 1VE = 250 Stück	1 VE	34,56 €	41,13 €
5 412 110	Pipettenspitzen, pp, neutral, 1000 µl, für Pipetten der Marken Beckmann, Lancer, Sherwood, konformitätsbescheinigt, 1VE = 1000 Stück	1 VE	17,07 €	20,31 €
5 412 120	Pipettenspitzen, PP, 2-200 µl, neutral, konformitätsbescheinigt, für Pipetten der Marke MLA, 1VE = 1000 Stück	1 VE	8,37 €	9,96 €
5 412 200	Pipettenspitzen, PP, neutral, 200-1000 µl, für Pipetten Marke MLA, konformitätsbescheinigt, 1VE = 1000 Stück	1 VE	16,00 €	19,04 €
5 412 250	Pipettenspitzen, 100-1000 µl, grün, PP, konformitätsb., für Pip. Oxford, 1VE=1000 Stück	1 VE	16,00 €	19,04 €
5 412 320	Pipettenspitzen, PP, 2-200 ul, neutral, konformitätsb.,(oxford slim line), 1VE=1000 Stck.	1 VE	6,38 €	7,59 €
5 412 325	Pipettenspitzen, PP,250-1000 ul, blau, k konformitätsb.,(oxford slim line), 1VE=1000 Stck.	1 VE	13,88 €	16,52 €



... weitere (auch in Racks) auf Anfrage.



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Flaschenaufsatz-MINISPENSOR**Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, einfache Volumeneinstellung von 2 Volumina pro Gerät, mit 100 ml Vorratsflasche**

5 371 101	Minispensor 50 +100µl gelb Genauigkeit: ±1.5 µl, Abweichung: ±0.3 µl Gewintheadapter GL28/GL32	242,08 €	288,08 €
5 371 525	Minispensor 250 +500µl rot Genauigkeit: ±5 µl, Abweichung: ±1 µl Gewintheadapter GL28/GL32	229,01 €	272,52 €
5 371 950	Minispensor 500 +1000µl blau Genauigkeit: ±6 µl, Abweichung: ±2 µl Gewintheadapter GL28/GL32	229,01 €	272,52 €
5 371 990	Minispensor 1000 +2000µl gelb Genauigkeit: ±12 µl, Abweichung: ±4 µl Gewintheadapter GL28/GL32	229,01 €	272,52 €

**Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco****Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, 100% tropffrei Gewintheadapter in diversen Größen z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)**

5 370 001	LABMAX eco, Einstellbereich 0.25 - 2.5 ml, Unterteil. 0.05 ml, Toleranz ± 0.012 ml, Abweichung 0.002 ml, GL32	246,69 €	293,56 €
5 370 002	LABMAX eco, Einstellbereich 0.5 - 5 ml, Unterteilung 0.1 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL32	246,69 €	293,56 €
5 370 003	LABMAX eco, Einstellbereich 1,0 - 10 ml, Unterteilung 0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32	246,69 €	293,56 €
5 370 004	LABMAX eco, Einstellbereich 2.5 - 25 ml, Unterteilung 0.5 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL45	362,24 €	431,07 €
5 370 005	LABMAX eco, Einstellbereich 5.0 - 50 ml, Unterteilung 1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45	393,15 €	467,85 €
5 370 006	LABMAX eco, Einstellbereich 10,0 - 100 ml, Unterteilung 2.0 ml, Toleranz ± 0.50 ml, Abweichung 0.100 ml, GL45	493,35 €	587,09 €
5 370 007	LABMAX eco, Einstellbereich 25.0 - 250 ml, Unterteil. 5.0 ml, Toleranz ± 1.60 ml, Abweichung 0.250ml, GL45	1.100,78 €	1.309,93 €

**Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium****Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, 100% tropffrei Rekalibrierfunktion, Gewintheadapter z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)**

5 370 901	LABMAX premium, Einstellber. 0.25 - 2.5 ml, Unterteil. 0.05 ml, Toleranz ± 0.012 ml, Abweichung 0.002 ml, GL32	290,18 €	345,31 €
5 370 902	LABMAX premium, Einstellber. 0.5 - 5 ml, Unterteilung 0.1 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL32	290,18 €	345,31 €
5 370 903	LABMAX premium, Einstellber. 1,0 - 10 ml, Unterteilung 0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32	290,18 €	345,31 €
5 370 904	LABMAX premium, Einstellbereich 2.5 - 25 ml, Unterteil. 0.5 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL45	389,59 €	463,61 €
5 370 905	LABMAX premium, Einstellbereich 5.0 - 50 ml, Unterteil. 1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45	423,17 €	503,57 €
5 370 906	LABMAX premium, Einstellber. 10,0 - 100 ml, Unterteil. 2.0 ml, Toleranz ± 0.50 ml, Abweichung 0.100 ml, GL45	572,29 €	681,03 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless HF


Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für Flußsäure

Gewindeadapter in diversen Größen z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)

5 370 823	LABMAX airless HF, Einstellber. 1.0 - 10 ml, Unterteil. 0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32	678,34 €	807,22 €
5 370 824	LABMAX airless HF, Einstellber. 2.5 – 25.5 ml, Unterteil. 0.5 ml, Toleranz ± 0.15 ml, Abweichung 0.025 ml, GL45	917,29 €	1.091,58 €
5 370 825	LABMAX airless HF, Einstellber. 5.0 - 50 ml, Unterteil. 1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45	1.225,61 €	1.458,48 €

**Flaschen für Dispenser, braun, mit Staubschutzkappe**

5 372 128	Minispensor-Gewindeflasche 100 ml, GL 28, Witosint beschichtet, rote Schraubkappe, Natron-Kalk-Glas	4,16 €	4,95 €
5 372 101	Witospensor-Gewindeflasche 100 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	6,42 €	7,64 €
5 372 025	Witospensor-Gewindeflasche 250 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	8,14 €	9,69 €
5 372 050	Witospensor-Gewindeflasche 500 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	7,93 €	9,44 €
5 372 100	Witospensor-Gewindeflasche 1000 ml, GL 45, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	10,54 €	12,54 €
5 372 250	Witospensor-Gewindeflasche 2500 ml, GL 45, Witosint beschichtet, rund, Natron-Kalk-Glas	20,81 €	24,76 €
5 372 300	LABMAX-Gewindeflasche 2500 ml, gerader Hals GL 45, seitlicher Hals GL18, Witosint beschichtet, rund, Borosilikatglas 3.3	58,87 €	70,06 €

**Standard Schraubverbindungen aus Borosilikat 3.3**

0 550 029	Schraubverbindung, Kern NS 19/26, GL 32, (5 380 019)	25,66 €	30,54 €
0 550 031	Schraubverbind., Kern NS 29/32, GL 32, Länge: 85 mm	17,52 €	20,85 €
0 550 040	Schraubverbindung, Kern NS 29/32, GL 45	31,11 €	37,02 €
0 550 041	Schraubverbindung, Kern NS 45/40, GL 45	35,13 €	41,80 €

**Flex. Ausstoßkanüle, Schlauchhalterung, aus FEP/PP**

5 375 002	WITOSPENSOR Ausstoßschlauch, Schlauchhalterung 180cm, FEP, für Dispens. 2,5-10 ml A.Ø3 mm, I.Ø2 mm	27,58 €	32,82 €
5 375 012	LABMAX Ausstoßschlauch, 25-100 ml, A.D. 6 mm, I.D. 4 mm, mit Kanülenhalter Länge: 180 cm	49,68 €	59,12 €

**Ausstoßkanüle mit Kanülenhalterung, aus FEP / PP**

5 375 003	LABMAX für eco und airless, Ausstoßkanüle, gebogen, 2,5- 10 ml, FEP	6,82 €	8,12 €
5 375 004	LABMAX für eco und airless, Ausstoßkanüle, gebogen, 25, 50, 100 ml, FEP	8,83 €	10,51 €
5 497 400	TITREX-Ausstoß-Kanüle, aus PTFE, mit Kanülenhalter	11,58 €	13,78 €
5 372 755	Ausstoßschlauch, feine Spitze für Minispensor, FEP/PP	13,83 €	16,46 €

**Weitere Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage**