



Preisliste: Liquid Handling

Mikroliterpipetten mit festem und variablen Volumen, Einsteigermodelle,
Pipettenspitzen, Dosiergeräte, Dispenser, Zubehör

Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Mikroliterpipetten, WITOPET-mini, fixes Volumen

5 405 005	Witopet mini, 5 µl, Fix-Volumen Pipette	±4 %	23,86 €	28,40 €
5 405 010	Witopet mini, 10 µl, Fix-Volumen Pipette	±3,2 %	23,86 €	28,40 €
5 405 020	Witopet mini, 20 µl, Fix-Volumen Pipette	±3 %	23,86 €	28,40 €
5 405 025	Witopet mini, 25 µl, Fix-Volumen Pipette	±1,5 %	23,86 €	28,40 €
5 405 050	Witopet mini, 50 µl, Fix-Volumen Pipette	±1,5 %	23,86 €	28,40 €
5 405 090	Witopet mini, 100 µl, Fix-Volumen Pipette	±1,5 %	23,86 €	28,40 €



Mikroliterpipetten, economy, fixes Vol., Spitzenabwurf

5 401 005	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 5 µl	±0,125 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 010	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 10 µl	±0,12 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 020	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 20 µl	±0,2 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 025	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 25 µl	±0,2 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 050	Mikroliterpipette, Witopet, Fix 50 µl	±0,5 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 100	Mikroliterpipette Witopet, Fix 100 µl	±0,8 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 200	Mikroliterpipette Witopet, Fix 200 µl	±1,6 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 250	Mikroliterpipette Witopet, Fix 250 µl	±1,6 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 500	Mikroliterpipette Witopet, Fix 500 µl	±4 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 910	Mikroliterpipette Witopet, Fix 1000 µl	±8 µl	103,47 €	123,10 €
5 401 950	Mikroliterpipette Witopet, Fix 5000 µl	±40 µl	103,47 €	123,10 €



Mikroliterpipetten, economy, variabl. Vol., Spitzenabwurf

Komplett autoklavierbar, 20 Min. bei 121°C

		Teilung		
5 402 002 D A	Witopet economy var. 0,1-2,5 µl; ±0,08 µl	0,05 µl	74,15 €	88,20 €
5 402 010 D A	Witopet economy var. 0,5-10 µl; ±0,12 µl	0,10 µl	74,15 €	88,20 €
5 402 020 D A	Witopet economy var. 2-20 µl; ±0,20 µl	0,50 µl	74,15 €	88,20 €
5 402 100 D A	Witopet economy var. 10-100 µl; ±0,80 µl	1,0 µl	74,15 €	88,20 €
5 402 200 D A	Witopet economy var. 20-200 µl; ±1,6 µl	1,0 µl	74,15 €	88,20 €
5 402 901 D A	Witopet economy var. 100-1000 µl; ±8,0 µl	5 µl	74,15 €	88,20 €
5 402 950 D A	Witopet economy var. 1000-5000 µl; ±40,0 µl	50 µl	74,15 €	88,20 €



Mikroliterpipetten, professional, variabl. Vol., Spitzenabw.

autoklavierbar bei 121°C

5 402 002	Witopet profess. var. 0,1-2,5 µl; ±0,08 µl	0,01 µl	223,01 €	265,40 €
5 402 010	Witopet profess. var. 0,5-10 µl; ±0,12 µl	0,10 µl	223,01 €	265,40 €
5 402 020	Witopet profess. var. 2-20 µl; ±0,20 µl	0,20 µl	198,55 €	236,30 €
5 402 100	Witopet profess. var. 10-100 µl; ±0,80 µl	1,0 µl	198,55 €	236,30 €
5 402 200	Witopet profess. var. 20-200 µl; ±1,6 µl	1,0 µl	198,55 €	236,30 €
5 402 901	Witopet profess. var. 100-1000 µl; ±8,0 µl	10 µl	198,55 €	236,30 €
5 402 950	Witopet profess. var. 1000-5000 µl; ±40,0 µl	50 µl	253,55 €	301,70 €






zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Witopet Mikroliterpipetten, premium, variables Volumen**besonders hohe Genauigkeit nach ISO; autoklavierbar bei 121°C**

5 402 002 P	Witopet premium var. 0,1-2,5 µl; ±0,08 µl	0,01 µl	231,93 €	276,00 €
5 402 010 P	Witopet premium var. 0,5-10 µl; ±0,12 µl	0,1 µl	226,79 €	269,90 €
5 402 020 P	Witopet premium var. 2-20 µl; ±0,20 µl	0,1 µl	226,79 €	269,90 €
5 402 100 P	Witopet premium var. 10-100 µl; ±0,80 µl	1 µl	226,79 €	269,90 €
5 402 200 P	Witopet premium var. 20-200 µl; ±1,6 µl	1 µl	226,79 €	269,90 €
5 402 901 P	Witopet premium var. 100-1000 µl; ±8,0 µl	10 µl	226,79 €	269,90 €
5 402 950 P	Witopet premium var. 1000-5000 µl; ±40,0 µl, ohne Spitzenabwerfer	10 µl	226,79 €	269,90 €
5 402 910 P	Witopet premium var. 1-10 ml; ±60,0 µl, ohne Spitzenabwerfer	100 µl	242,22 €	288,20 €

**Mehrkanalpipetten und elektrische Pipetten auf Anfrage****Witopet Pipettenspitzen, in der Plastiktüte****einige Beispiele:****WITOPET Pipettenspitzen, in der Plastiktüte****Geeignet für: WITOPET®, Eppendorf®, Gilson®, Brand®, Socorex®, Finnipipette®**

5 408 005	Pipettenspitzen, PP, 0,5-10 µl, Farbe neutral, konformitätsbescheinigt passend für Gilson Micro, Pipetman P2, P1, 1VE = 1000 Stück	1 VE	58,87 €	70,10 €
5 408 010	Pipettenspitzen, PP, 0,5 - 10 µl, neutral, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.	1 VE	10,30 €	12,30 €
5 408 200	Pipettenspitzen, PP, 2-200 µl, gelb, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.	1 VE	6,07 €	7,20 €
5 408 202	Pipettenspitzen, PP, 5-200 µl, gelb, konformitätsbesch., pass. für Gilson, 1000 Stck.	1 VE	7,29 €	8,70 €
5 410 000	Einwegspitzen, PP, blau, 100 - 1000 µl, konformitätsbesch., universal pass., 1000 Stck.	1 VE	9,24 €	11,00 €
5 410 001	Einwegspitzen, blau, PP, für 100-1000 µl, konformitätsbescheinigt, passend zur Rack Nr. 5 409 210 1VE = 1000 Stück	1 VE	9,24 €	11,00 €
5 412 100	Pipettenspitze, PP, 1000-5000 µl, für Gilson, neutral, KB, 1VE = 250 Stück	1 VE	38,02 €	45,20 €
5 412 110	Pipettenspitzen, pp, neutral, 1000 µl, für Pipetten der Marken Beckmann, Lancer, Sherwood, konformitätsbescheinigt, 1VE = 1000 Stück	1 VE	18,78 €	22,30 €
5 412 120	Pipettenspitzen, PP, 2-200 µl, neutral, konformitätsbescheinigt, für Pipetten der Marke MLA, 1VE = 1000 Stück	1 VE	9,21 €	11,00 €
5 412 200	Pipettenspitzen, PP, neutral, 200-1000 µl, für Pipetten Marke MLA, konformitätsbescheinigt, 1VE = 1000 Stück	1 VE	17,60 €	20,90 €
5 412 250	Pipettenspitzen, 100-1000 µl, grün, PP, konformitätsb., für Pip. Oxford, 1VE=1000 Stück	1 VE	17,60 €	20,90 €
5 412 320	Pipettenspitzen, PP, 2-200 ul, neutral, konformitätsb.,(oxford slim line), 1VE=1000 Stck.	1 VE	7,02 €	8,40 €
5 412 325	Pipettenspitzen, PP,250-1000 ul, blau, k konformitätsb.,(oxford slim line), 1VE=1000 Stck.	1 VE	15,27 €	18,20 €

**... weitere (auch in Racks) auf Anfrage.**

Stand 01.07.2022, Darstellungen nur exemplarisch - Farbe, Form und Marke können abweichen.

Laborfachgeschäft Dipl. Ing. Ing. Dietmar Reinecke, Lauteschlägerstr. 1A, D-64289 Darmstadt, +49 (0) 6151/719339, www.laborfachgeschaeft.de



zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Flaschenaufsatz-MINISPENSOR

Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, einfache Volumeneinstellung von 2 Volumina pro Gerät, mit 100 ml Vorratsflasche

5 371 101	Minispensor 50 +100µl gelb Genauigkeit: ±1.5 µl, Abweichung: ±0.3 µl Gewintheadapter GL28/GL32	261,45 €	311,10 €
5 371 525	Minispensor 250 +500µl rot Genauigkeit: ±5 µl, Abweichung: ±1 µl Gewintheadapter GL28/GL32	247,33 €	294,30 €
5 371 950	Minispensor 500 +1000µl blau Genauigkeit: ±6 µl, Abweichung: ±2 µl Gewintheadapter GL28/GL32	247,33 €	294,30 €
5 371 990	Minispensor 1000 +2000µl gelb Genauigkeit: ±12 µl, Abweichung: ±4 µl Gewintheadapter GL28/GL32	247,33 €	294,30 €

**Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX eco**

Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, 100% tropffrei Gewintheadapter in diversen Größen z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)

5 370 001	LABMAX eco, Einstellbereich 0.25 - 2.5 ml, Unterteil. 0.05 ml, Toleranz ± 0.012 ml, Abweichung 0.002 ml, GL32	266,43 €	317,00 €
5 370 002	LABMAX eco, Einstellbereich 0.5 - 5 ml, Unterteilung 0.1 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL32	266,43 €	317,00 €
5 370 003	LABMAX eco, Einstellbereich 1,0 - 10 ml, Unterteilung 0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32	266,43 €	317,00 €
5 370 004	LABMAX eco, Einstellbereich 2.5 - 25 ml, Unterteilung 0.5 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL45	391,22 €	465,60 €
5 370 005	LABMAX eco, Einstellbereich 5.0 - 50 ml, Unterteilung 1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45	424,60 €	505,30 €
5 370 006	LABMAX eco, Einstellbereich 10,0 - 100 ml, Unterteilung 2.0 ml, Toleranz ± 0.50 ml, Abweichung 0.100 ml, GL45	532,82 €	634,10 €
5 370 007	LABMAX eco, Einstellbereich 25.0 - 250 ml, Unterteil. 5.0 ml, Toleranz ± 1.60 ml, Abweichung 0.250ml, GL45	1.188,84 €	1.414,70 €

**Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium**

Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für kristallisierende Flüssigkeiten, 100% tropffrei Rekalibrierfunktion, Gewintheadapter z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)

5 370 901	LABMAX premium, Einstellber. 0.25 - 2.5 ml, Unterteil. 0.05 ml, Toleranz ± 0.012 ml, Abweichung 0.002 ml, GL32	313,39 €	372,90 €
5 370 902	LABMAX premium, Einstellber. 0.5 - 5 ml, Unterteilung 0.1 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL32	313,39 €	372,90 €
5 370 903	LABMAX premium, Einstellber. 1,0 - 10 ml, Unterteilung 0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32	313,39 €	372,90 €
5 370 904	LABMAX premium, Einstellbereich 2.5 - 25 ml, Unterteil. 0.5 ml, Toleranz ± 0.03 ml, Abweichung 0.005 ml, GL45	420,76 €	500,70 €
5 370 905	LABMAX premium, Einstellbereich 5.0 - 50 ml, Unterteil. 1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45	457,02 €	543,90 €
5 370 906	LABMAX premium, Einstellber. 10,0 - 100 ml, Unterteil. 2.0 ml, Toleranz ± 0.50 ml, Abweichung 0.100 ml, GL45	618,07 €	735,50 €





zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX airless HF

Autoklavierbar, Einzelzertifikat, auch für Flußsäure

Gewindeadapter in diversen Größen z.B. GL25, GL28, GL32/45, S40 (siehe Broschüre)

LABMAX airless HF, Einstellber. 1.0 - 10 ml, Unterteil.			
5 370 823	0.2 ml, Toleranz ± 0.06 ml, Abweichung 0.01 ml, GL32	732,61 €	871,80 €
LABMAX airless HF, Einstellber. 2.5 – 25.5 ml, Unterteil.			
5 370 824	0.5 ml, Toleranz ± 0.15 ml, Abweichung 0.025 ml, GL45	990,67 €	1.178,90 €
LABMAX airless HF, Einstellber. 5.0 - 50 ml, Unterteil.			
5 370 825	1.0 ml, Toleranz ± 0.30 ml, Abweichung 0.050 ml, GL45	1.323,66 €	1.575,20 €

**Flaschen für Dispenser, braun, mit Staubschutzkappe**

5 372 128	Minispensor-Gewindeflasche 100 ml, GL 28, Witosint beschichtet, rote Schraubkappe, Natron-Kalk-Glas	4,58 €	5,40 €
5 372 101	Witospensor-Gewindeflasche 100 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	7,06 €	8,40 €
5 372 025	Witospensor-Gewindeflasche 250 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	8,95 €	10,70 €
5 372 050	Witospensor-Gewindeflasche 500 ml, GL 32, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	8,72 €	10,40 €
5 372 100	Witospensor-Gewindeflasche 1000 ml, GL 45, Witosint beschichtet, quadratisch, Natron-Kalk-Glas	11,59 €	13,80 €
5 372 250	Witospensor-Gewindeflasche 2500 ml, GL 45, Witosint beschichtet, rund, Natron-Kalk-Glas	22,89 €	27,20 €
5 372 300	LABMAX-Gewindeflasche 2500 ml, gerader Hals GL 45, seitlicher Hals GL18, Witosint beschichtet, rund, Borosilikatglas 3.3	64,76 €	77,10 €

**Standard Schraubverbindungen aus Borosilikat 3.3**

0 550 029	Schraubverbindung, Kern NS 19/26, GL 32, (5 380 019)	28,23 €	33,60 €
0 550 031	Schraubverbind., Kern NS 29/32, GL 32, Länge: 85 mm	19,27 €	22,90 €
0 550 040	Schraubverbindung, Kern NS 29/32, GL 45	34,22 €	40,70 €
0 550 041	Schraubverbindung, Kern NS 45/40, GL 45	38,64 €	46,00 €

**Flex. Ausstoßkanüle, Schlauchhalterung, aus FEP/PP**

5 375 002	WITOSPENSOR Ausstoßschlauch, Schlauchhalterung 180cm, FEP, für Dispens. 2,5-10 ml A.Ø3 mm, I.Ø2 mm	30,34 €	36,10 €
5 375 012	LABMAX Ausstoßschlauch, 25-100 ml, A.D. 6 mm, I.D. 4 mm, mit Kanülenhalter Länge: 180 cm	54,65 €	65,00 €

**Ausstoßkanüle mit Kanülenhalterung, aus FEP / PP**

5 375 003	LABMAX für eco und airless, Ausstoßkanüle, gebogen, 2,5- 10 ml, FEP	7,50 €	8,90 €
5 375 004	LABMAX für eco und airless, Ausstoßkanüle, gebogen, 25, 50, 100 ml, FEP	9,71 €	11,60 €
5 497 400	TITREX-Ausstoß-Kanüle, aus PTFE, mit Kanülenhalter,	12,74 €	15,20 €
5 372 755	Ausstoßschlauch, feine Spitze für Minispensor, FEP/PP	15,21 €	18,10 €

**Weitere Ersatzteile und Zubehör auf Anfrage**