



## Preisliste: Mikroskopiebedarf

Objektträger, Deckgläser, optische Reinigungssets und Reinigungsflüssigkeiten, Mikrotome, Skalpelle, Pinzetten, Scheren, Immersionsöl, Histokitt etc. weitere Artikel auf unserer Homepage.

**Bruttopreise mit 19% Mehrwertsteuer**



# Das Laborfachgeschäft in Darmstadt

zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

## Objektträger, 1 mm, VE 50 Stck.

Standard (Kanten geschnitten) 76 x 26 x 1 mm	3,11 €	3,70 €
Kanten geschliffen 76 x 26 x 1 mm	4,12 €	4,90 €




## Objektträger mit eingeschliffener Vertiefung

wiederverwendbar, Stärke 3 mm

76 x 26 mm, eine Vertiefung (D= 18 mm) pro Stck.	2,27 €	2,70 €
76 x 26 mm, zwei Vertiefungen (D= 18 mm) pro Stck.	3,03 €	3,60 €

## Deckgläser, 0,13 – 0,16 mm

Standard 18 x18 x 0,15 mm, 100 Stck.	2,94 €	3,50 €
Standard 18 x18 x 0,15 mm, 1000 Stck. (10 VE a 100 Stck.)	20,67 €	24,60 €
24 x 24 x 0,15 mm	3,70 €	4,40 €
40 x 24 x 0,15 mm	5,25 €	6,25 €
24 x 33 x 0,15 mm	4,54 €	5,40 €



## Präzisionsdeckgläser, Marienfeld .

für verbesserte optische Eigenschaften wie Schärfe und Tiefenschärfe (vor allem bei hohen Vergrößerungen)

definierte Stärke 18 x18 x 0,17 (+/- 0,005)	Preise und Verpackungseinh. auf Anfrage
definierte Stärke 22 x 22 x 0,17 (+/- 0,005)	
definierte Stärke 50 x 24 x 0,17 (+/- 0,005)	



## Optisches Reinigungsset

**SET1:** Kimtec Präzisionswischtücher, Augenwatte, 2 VE Holzstäbchen, optische Reinigungsflüssigkeit L, 50 ml (Zusammensetzung s.u.) inkl. Blasebalg mit Pinsel und Aufsatz ca. 180 mm (siehe Abb.) **27,65 € 32,90 €**

**SET2:** Kimtec Präzisionswischtücher, Augenwatte, 2 VE Holzstäbchen, optische Reinigungsflüssigkeit L, 50 ml (Zusammensetzung s.u.) **18,32 € 21,80 €**



## Reinigungsmittel

Blasebalg mit Pinsel & Aufsatz ca. 180 mm	12,35 €	14,70 €
Blasebalg mit Rundpinsel ca. 100 mm	9,50 €	11,30 €
Linse – Reinigungspapier 90 x 72 500 Blatt	8,82 €	10,50 €
Kimtec Präzisionswischtücher 1VE = 280 Tücher	7,48 €	8,90 €
Augenwatte 10 g	2,94 €	3,50 €
Holzstäbchen 3 mm D x 100 mm gespitzt, 10 Stck.	0,42 €	0,50 €
opt. Reinigungsflüssigkeit L, 50 ml	8,36 €	9,95 €
opt. Reinigungsflüssigkeit L, 100 ml	11,60 €	13,80 €

(90% Petroleumbenzin Sdpkt. 40-60°, reinst; 10% Isopropanol, reinst)





## Das Laborfachgeschäft in Darmstadt

zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

**Mikrotome**

Handmikrotom, 70 mm D. mit schwarzer Glasplatte		
Mikrometer 1/100mm, mit flach/hohl Messer im Holzkast.	<b>121,01 €</b>	<b>144,00 €</b>
Handmikrotom, 70 mm D. ohne Messer und Kasten	<b>97,06 €</b>	<b>115,50 €</b>
Handmikrotom, Feld Typ mit Tischklemme und Rasier Klinge Einstellung > 25 µm, im Holzkast.	<b>306,05 €</b>	<b>364,20 €</b>
<b>Minot - Rotations - Mikrotome auf Anfrage</b>		

**Zubehör für Stereomikroskope****3055313 Kreuztisch für Stereomikroskope:**


Außenmaße: ca. 170 x 220mm, Höhe: ca. 26mm

Einlegeplatte 140 x 115mm, Verfahrbereich: ca. 75 x 52mm	<b>309,00 €</b>	<b>358,44 €</b>
--	-----------------	-----------------

**3055204 Kugeltisch für Auflicht:**

- Gesamtauflage: Ø 120mm, Einlegeplatte: Ø 80mm, Höhe: ca. 43mm

(Optional erhältlich: Kugeltisch für Auf-/und Durchlicht)	<b>210,00 €</b>	<b>243,60 €</b>
---	-----------------	-----------------

**Einschlußmittel**

Histokitt 100 ml	<b>14,24 €</b>	<b>16,95 €</b>
Kanadabalsam, natürlich 25 ml	<b>21,68 €</b>	<b>25,80 €</b>

**Mikroskopieröl / Immersionsöl**

Immersionsöl dünnflüssig (Fluoreszenzmikroskopie) 50 ml	<b>15,88 €</b>	<b>18,90 €</b>
Immersionsöl zähflüssig (Basis Zedernholzöl) 50 ml	<b>11,43 €</b>	<b>13,60 €</b>

**Zeiss Special – Immersionsöl**

Immersol 518N 20 ml	<b>Preis auf Anfrage</b>
Immersol 518F (fluoreszenzfrei) 20 ml	<b>Preis auf Anfrage</b>

**Gläser und Behälter**

mit Stab und aufgeschliffener Kappe 30 g	<b>17,14 €</b>	<b>20,40 €</b>
mit Stab und aufgeschliffener Kappe 60 g	<b>25,04 €</b>	<b>29,80 €</b>
mit Stab und loser Kappe (kein Schliff) 30 g	<b>13,95 €</b>	<b>16,60 €</b>
mit Stab und loser Kappe (kein Schliff) 60 g	<b>16,64 €</b>	<b>19,80 €</b>
Zedernöfläschen mit eingeschliffener Pipette 40 ml	<b>23,36 €</b>	<b>27,80 €</b>

**Färbenapf (Lymphbecken)**

mit Gasdeckel 40 x 40 mm	<b>5,38 €</b>	<b>6,40 €</b>
--------------------------	---------------	---------------

**Dappengläser**

1,5 ml / 3 ml	<b>5,46 €</b>	<b>6,50 €</b>
---------------	---------------	---------------

**Deckglaspinzette**

Deckglaspinzette 100 mm	<b>6,30 €</b>	<b>7,50 €</b>
-------------------------	---------------	---------------

**PP Präparatekästen**

für 50 Stck.	<b>7,48 €</b>	<b>8,90 €</b>
für 100 Stck.	<b>9,66 €</b>	<b>11,50 €</b>

[weitere Behälter z.B. Petrischalen, Pipetten etc. auf unserer Homepage](#)



# Das Laborfachgeschäft in Darmstadt

zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

## Pinzetten

Pinzette rund 120 mm	4,12 €	4,90 €
Pinzette rund 145 mm	4,71 €	5,60 €
Pinzette spitz 110 mm	4,37 €	5,20 €
Pinzette spitz 145 mm	5,38 €	6,40 €
Pinzette lang, rund / spitz 200 mm	8,36 €	9,95 €
Pinzette lang 300 mm	11,60 €	13,80 €
Präzisions-Pinzette Dumont 110 mm	8,91 €	10,60 €
Federstahlpinzette spitz 105 mm	7,14 €	8,50 €
Federstahlpinzette stumpf 115 mm	7,14 €	8,50 €
Hakenpinzette 115 mm	4,87 €	5,80 €
Pinzette spitz gebogen 130 mm	5,55 €	6,60 €
Pinzette rund gebogen 110 mm	5,21 €	6,20 €
selbstspannend gebogen 105 mm	6,05 €	7,20 €
selbstspannend spitz 120 mm	7,14 €	8,50 €
Deckglaspinzette 105 mm	6,30 €	7,50 €
Pinzette schräg 90 mm	2,94 €	3,50 €
PP Kunststoffpinzette 130 mm	2,10 €	2,50 €



## Präpariernadeln

Kunststoffgriff gerade	2,44 €	2,90 €
Kunststoffgriff gebogen	3,28 €	3,90 €
Kunststoffgriff Lanzette	2,61 €	3,10 €
Edelstahl gerade	3,70 €	4,40 €
Edelstahl gebogen	3,87 €	4,60 €
Edelstahl Lanzette	4,62 €	5,50 €




## Präpariersonden

doppelt 170 mm	8,24 €	9,80 €
doppelt 150 mm	7,14 €	8,50 €
Haken einfach 150 mm	7,14 €	8,50 €
Probensonde 130 mm	7,14 €	8,50 €



## Skalpelle

steril mit Plastikgriff	1 Stck.	0,84 €	1,00 €
steril mit Plastikgriff	10 Stck.	7,98 €	9,50 €
Skalpelle Griffe Gr. 3 oder 4	1 Stck.	4,62 €	5,50 €
dazu diverse Klingen	1 Stck.	0,34 €	0,40 €
dazu diverse Klingen	100 Stck.	13,03 €	15,50 €
Edelstahl Skalpell (mit runder Klinge 40 mm)		8,36 €	9,95 €
Edelstahl Skalpell (mit runder Klinge 50 mm)		8,36 €	9,95 €
Edelstahl Skalpell (mit spitzer Klinge 40 mm)		8,36 €	9,95 €
Apollo Rasierklingen (mit Griff) (5 Stck. 7,80)	1 Stck.	1,60 €	1,90 €



## Präparierbesteck im Etui

für Studenten der Biologie (inkl. Rabatt)	31,93 €	38,00 €
---	---------	---------