

ProPad tablet

mit Mikroskop Kamera und Tastatur-Docking Station

HIGHLIGHTS

- 10.1" Tablet mit Mikroskop-Kamera
- 1280 x 800 pixel HD touchscreen
- Windows 10 Home
- ImageFocus Plus oder ImageFocus Alpha software
- Tablet kann vollständig von der Kamera abgenommen werden
- inklusive Tastatur
- Die Tastatur nutzt eine magnetische Docking-Lösung, so können Sie es leicht lockern und von der ProPad



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Processor	Quad Core 1,92 GHz mit HD graphics processor
Bildschirm	1280 x 800 pixel (WGXA) touchscreen, LED Hintergrundbeleuchtung
Arbeitsspeicher	2 GB DDR RAM, 2 MB cache
Festplatte	32 GB intern SDD, micro SD bis 64 GB
Webcam	2 MP, 1600 x 1200 pixels Front-Rückkamera Auflösung
Konnektivität	Micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n und Bluetooth 4.0
Audio	Stereoanlage mit 3,5 mm Audiobuchse und internes Mikrofon
Akku	Lithium
Gehäuse	246,9 x 174,2 x 9,4 mm (Tablet), 246,9 x 174,2 x 8,2 mm (Tastatur)
Gewicht	588 Gramm (Tablet), 551 Gramm (Tastatur)
System	Windows 10 Home
Geliefert mit	Tastatur-Docking Station



● ProPad

SOFTWARE

ProPad-2, ProPad-5 und ProPad-12 werden mit ImageFocus Plus geliefert. ProPad-WiFi wird mit ImageFocus Alpha geliefert. Die WiFi-Kamera kann auch über iOS- und Android-Apps bedient werden

MODELLE	CMOS Sensor	Sensorgröße	Auflösung	Pixelgröße (µm)	ACD	Farbwiedergabe	Dynamisch (db)	Empfindlichkeit V/lux-sec	Interface	Produkt-nummer
ProPad-2	2,1	1/2,9"	1920 x 1080	2,8 x 2,8	12 bits	24 bits	--	0,51	Windows, USB 2.0	PP.2000f
ProPad-5	5,1	1/2,8"	2592 x 1920	2,0 x 2,0	12 bits	24 bits	72 db	2,0	Windows, USB 2.0	PP.5000f
ProPad-12	12,0	1/2,3"	4072 x 3176	1,33 x 1,33	8 bits	24 bits	60 db	--	Windows, USB 2.0	PP.12000f
ProPad-WiFi	5	1/2,5"	1280 x 720	2,2 x 2,2	12 bits	24 bits	61 db	1,0	Windows, Apple, Android, WiFi	PP.5000-WiFi



● ProPad und Tastatur-Docking Station