

HD-Lite Farb Kamera

Mit HDMI und USB-2 anschluss

VC.3031

HIGHLIGHTS

- HD 1080p High-Definition Farb-Kamera
- Vorschau, Bilder direkt am Fernseher, Monitor oder beamer
- Mit oder ohne Rechner zu benutzen
- Integrierte Maus software
- C-mount interface
- HDMI, USB-2 und SD Speicher Karte
- Kompatibel mit ImageFocus 4 Software



TECHNISCHE DATEN

Sensor	HDMI 5.0 Mega pixels CMOS high sensitive sensor (Aptina)
Sensor Grösse	1/2.5 inch, HDTV 1080p (50/60 Hz)
Pixels	2592 x 1944 pixels (Erfassung modus) 1920 x 1080 pixels (live vorschau) HDMI 15 fps USB 15 fps
Video	1080p pixels video recording mode
Scan modus	Progressive scan
Pixelgröße	2.2 µm x 2.2 µm
Rausch	3D Rauschunterdrückung
Empfindlichkeit	1V
Weissabgleich	Automatic/manual
Dynamik Bereich	60 db
S/N max	40.5 db
Interface	Digital HDMI, USB 2
Lagerung	Standard hohe Geschwindigkeit 4 Gb SD Memory Karte oder via USB-2
Kameratasten	On/Off
Montage	C-mount interface
Stromversorgung	Externes netzteil 100-240 Vac nach 12 Vdc/2A
Betrieb	0 – 60° C, 45-85 % Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20 bis 70° Celsius
Deliefert mit	HDMI Kabel, USB 2 Kabel, 12Vdc/2A Netzteil, hohe Geschwindigkeit 4 Gb SD Karte und USB-2 Maus. Ohne 0,3x Foto Adapter oder Objektiv. Integrierte Maus Software für Bildaufnahme, 1080p HD Video-Aufzeichnung, Bildvergleich und Durchsuchen von erfassten Bilder und Video. Standard geliefert mit Objektmikrometer 1mm geteilt in 100 Teile, 10 µm per Teil
Kompatibilität	Geeignet mit ImageFocus 4-Software, Windows 7 und höher
Produktnummer	VC.3031

