

# Die preiswerte Pipette, ideal für Einsteiger

**WITOPET economy** ist eine preiswerte Einkanalpipette, ideal für Einsteiger: robuste Bauweise, einfache Bedienung, einfache Reinigung. Zusätzlich ist es fast unmöglich, das einmal eingestellte Volumen unbeabsichtigt zu ändern.

## Fingerbügel & Pipettenhalterung

Der breite Fingerbügel unterstützt die ganze Hand beim Pipettieren und dient auch als Halterung in Kombination mit dem original Pipettenständer - für einen sicheren und aufgeräumten Arbeitsplatz.

## Volumenanzeige

Die dreistellige Volumenanzeige ist gut lesbar und geeignet für Volumina von 0,1 µl bis 5 ml.

## Pipettenschaft

Der Pipettenschaft ist autoklavierbar bei 121°C.

## Kolben

Wir nutzen effiziente Komponenten für hohe Genauigkeit und Präzision gemäß der ISO Norm.

## Spitzenkonus

Die Pipettenspitzen aller etablierten Marken passen auf den Spitzenkonus.

## Pipettierknopf

Der Pipettierknopf garantiert perfekte Pipettierergebnisse bis zum Schluss. Die Schraube für die Volumeneinstellung liegt nicht frei, sondern ist in dem Druckknopf integriert. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Verstellung des Volumens.

## Spitzenabwurf

Die Spitzenabwurfvorrichtung sitzt fest und verrutscht nicht.

## Pipettengestell

geeignet für **WITOPET economy** Pipetten  
5 406 205



# Einkanal variabel & fix

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ideal für Einsteiger
- preisgünstige Qualitätspipette
- einfache und robuste Bauweise
- Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655-2
- anfängerfreundlicher Pipettierknopf gegen unbeabsichtigte Volumenverstellung
- geeignet für die meisten Pipettenspitzen-Marken
- zuverlässiges Spitzenabwurfsystem
- einfache Reinigung und Wartung
- Spitzenschaft autoklavierbar bei 121°C
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen MessEV

**Pipetten mit variablem und mit fixem Volumen verfügbar**

## Variabel &amp; fix

WITOPET economy Fixvolumen, Einkanal

Volumen	Genauigkeit	Variationskoeffizient	Bestellnummer
$\mu\text{l}$	$\pm \mu\text{l}$	$\leq \mu\text{l}$	
5	0,125	0,075	5 401 005
10	0,12	0,08	5 401 010
20	0,2	0,1	5 401 020
25	0,2	0,1	5 401 025
50	0,5	0,2	5 401 050
100	0,8	0,3	5 401 100
200	1,6	0,6	5 401 200
250	1,6	0,6	5 401 250
500	4,0	1,5	5 401 500
1000	8,0	3,0	5 401 910
2000	16	6,0	5 401 920
5000	40	15	5 401 950
Pipetengestell für WITOPET economy Pipetten (Ein- und Mehrkanalpipetten)			5 406 205

WITOPET economy variabel, Einkanal

Volumen	Teilung	Getestetes Volumen	Genauigkeit	Variationskoeffizient	Bestellnummer
$\mu\text{l}$	$\mu\text{l}$	$\mu\text{l}$	$\pm \mu\text{l}$	$\leq \mu\text{l}$	
0,1 - 2,5	0,05	0,2	0,08	0,04	5 402 002 D
		0,5	0,08	0,04	
		1	0,08	0,04	
		2	0,08	0,04	
0,5 - 10	0,1	1	0,12	0,08	5 402 010 D
		5	0,12	0,08	
		10	0,12	0,08	
2 - 20	0,5	2	0,20	0,10	5 402 020 D
		10	0,20	0,10	
		20	0,20	0,10	
10 - 100	1,0	10	0,80	0,30	5 402 100 D
		50	0,80	0,30	
		100	0,80	0,30	
20 - 200	1,0	20	1,60	0,60	5 402 200 D
		100	1,60	0,60	
		200	1,60	0,60	
100 - 1000	5,0	100	8	3	5 402 901 D
		500	8	3	
		1000	8	3	
1000 - 5000	50,0	1000	40	15	5 402 950 D
		2500	40	15	
		5000	40	15	
Pipetengestell für WITOPET economy Pipetten (Ein- und Mehrkanalpipetten)					5 406 205