

Schnelles Pipettieren

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 6 Fixvolumina von 5µl bis 100µl
- kompakte Größe mit einer Gesamtlänge von 130mm
- maximale Genauigkeit
- Gefühl einer normalen Pipette
- 2-stufiger Kolben gewährleistet korrekte Volumina beim Pipettieren
- geschicktes Spitzenkonusdesign erlaubt den perfekten Sitz von 200 µl und 20 µl Pipettenspitzen
- komplett autoklavierbar
- Farbkodierung um Verwechslungen zu vermeiden
- mit Qualitätszertifikat je Charge (Einzelzertifikat auf Anfrage)

**Bestes
Preis-Leistungs-Verhältnis
für schnelles Pipettieren**

WITOPET Mini

Volumen µl	Getestetes Volumen µl	Genauigkeit ± %	Variationskoeffizient ≤ %	Bestellnummer
5	5	4,0	2,5	5 405 005
10	10	3,2	1,4	5 405 010
20	20	3,0	0,5	5 405 020
25	25	1,5	1,1	5 405 025
50	50	1,5	0,4	5 405 050
100	100	1,5	0,3	5 405 090