

Unsere klassische Pipette für Profis

WITOPET professional ist die klassische Einkanalpipette, hergestellt für die tägliche Anwendung im Labor: genaues Pipettieren, robuste und handliche Bauweise. Die sieben verfügbaren Modelle decken eine Volumenbreite von 0,2 µl bis zu 5 ml ab.

Pipettierknopf

Der Pipettierknopf ist farbcodiert, um Verwechslung zu vermeiden. Er lässt sich mit wenig Kraftaufwand bedienen.

Einstellschraube

Die farbcodierte Einstellschraube ermöglicht eine einfache und genaue Volumeneinstellung.



Farbcodierung

Die Farben des Pipettierknopfes, der Einstellschraube sowie des Spitzenabwurfknopfes unterscheiden sich eindeutig je nach Pipette und erlauben das Erkennen auf einen Blick.



Kolben

Die optimierte Kolbeneinheit erlaubt eine Feindosierung der Pipettierkraft, wodurch sich **WITOPET professional** bestens eignet für präzise Anwendungen wie z.B. die Beladung eines Gels.



Spitzenabwurf

Die Spitzenabwurfvorrichtung sitzt fest und verrutscht nicht. Für eine lange Lebensdauer wurde diese aus Edelstahl hergestellt.



Spitzenkonus

Die Pipettenspitzen aller etablierten Marken passen auf den Spitzenkonus.

Pipettengestell

geeignet für bis zu 7 **WITOPET professional** Pipetten
5 406 107



WITOPET professional



Variabel, Einkanal

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- hohe Qualität, hergestellt in Deutschland
- wettbewerbsfähiger Preis
- ideal für präzise Laboranwendungen
- 7 farbcodierte Einkanal-Modelle
- hohe Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655-2
- ergonomisch geformt und leicht im Gewicht
- optimierte Federkraft für bequemes Pipettieren
- robuste und stabile Bauweise
- Spitzenabwurf und Kolben aus Edelstahl
- geeignet für die meisten Pipettenspitzen-Marken
- komplett autoklavierbar bei 121°C*
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen MessEV



WITOPET professional

| Volumen μl | Farbe | Teilung μl | Getestetes Volumen μl | Genauigkeit $\pm \mu\text{l}$ | Variations- koeffizient $\leq \mu\text{l}$ | Bestellnummer |
|--------------------------|---------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|
| 0,2 - 2,0 | rot | 0,1 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 5 402 002 |
| | | | 0,5 | 0,08 | 0,04 | |
| | | | 1 | 0,08 | 0,04 | |
| | | | 2 | 0,08 | 0,04 | |
| 0,5 - 10 | rot | 0,1 | 1 | 0,12 | 0,08 | 5 402 010 |
| | | | 5 | 0,12 | 0,08 | |
| | | | 10 | 0,12 | 0,08 | |
| 2 - 20 | gelb | 0,1 | 2 | 0,20 | 0,10 | 5 402 020 |
| | | | 10 | 0,20 | 0,10 | |
| | | | 20 | 0,20 | 0,10 | |
| 10 - 100 | gelb | 1,0 | 10 | 0,80 | 0,30 | 5 402 100 |
| | | | 50 | 0,80 | 0,30 | |
| | | | 100 | 0,80 | 0,30 | |
| 20 - 200 | gelb | 1,0 | 20 | 1,60 | 0,60 | 5 402 200 |
| | | | 100 | 1,60 | 0,60 | |
| | | | 200 | 1,60 | 0,60 | |
| 100 - 1000 | blau | 10 | 100 | 8 | 3 | 5 402 901 |
| | | | 500 | 8 | 3 | |
| | | | 1000 | 8 | 3 | |
| 1000 - 5000* | schwarz | 10 | 1000 | 40 | 15 | 5 402 950 |
| | | | 2500 | 40 | 15 | |
| | | | 5000 | 40 | 15 | |

Pipettengestell für WITOPET professional Pipette

5 406 107

*5000ml Filter ist nicht autoklavierbar